

# Łóżko porodowe New Life



## Dla kogo łóżko porodowe?

Przeznaczone dla pacjentek które oczekują wygody i komfortu podczas porodu.

## Dlaczego łóżko porodowe?

Model w pełni regulowany elektrycznie z możliwością dostosowania każdej pozycji, gwarantuje duże ułatwienie pracy dla personelu jak i pacjentek.

## Opis

- Konstrukcja wykonana ze stalowych profili i wyposażona w gumowe krążki odbojowe na każdym zewnętrznym rogu.
- Konstrukcja pokryta lakierem antybakteryjnym z dodatkiem żywicy epoksydowej.
- Regulacja wysokości leża odbywa się przy pomocy dwóch pantografów, które są napędzane pompą olejową przy użyciu dźwigni umieszczonych po obu stronach łóżka.
- Pozycja Trendelenburga oraz Antytrendelenburga jest kontrolowana przełącznikiem nożnym, który aktywuje pompy olejowe (hydraulika).
- Łóżko składa się z trzech sekcji.
- Sekcja pleców oraz siedzisko są regulowane elektrycznie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie.
- Sekcja pleców posiada szeroki zakres regulacji pochylecia, dzięki czemu można ustalić każdą pozycję podparcia dla rodzącej kobiety. Jest również wyposażone w funkcję ustawiającą łóżko do pozycji umożliwiającej przeprowadzenie RKO.
- Siedzisko posiada dwie ujednoczone szyny na akcesoria, do których montuje się podpórki ud, uchwyty.
- Dodatkowo przy siedzisku znajduje się para listew z uchwytyami na akcesoria, z czego każda posiada cztery haki na worki drenażowe i worki na mocz.
- Osłona podstawy wykonana z tworzywa ABS ułatwia utrzymanie czystości oraz estetyczny wygląd.

## Wyposażenie

- Pilot
- Para tulei na stojaki kroplówki.
- Para ujednoliconych szyn na akcesoria.
- Para poręczy z czterema hakami na worki drenażowe i worki na mocz.
- Para miękkich, poliuretanowych podpórek ud (niebieskie lub szare).
- Wyciągana tacka wykonana ze stali nierdzewnej.
- Półka wykonana z tworzywa ABS na narzędzia.
- Akumulator.
- Wyciągana tacka wykonana ze stali nierdzewnej.
- Rama pokryta antybakteryjną powłoką.
- Materac dwu-sekcyjny z pamięcią kształtu.

Długość	210 cm
Szerokość	96 cm
Wysokość regulowana elektrycznie	70 - 102 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg

■ Cena: **36 000 zł**