



SOFT PACK SYSTEM® MED do zabiegów termalnych oraz relaksacyjnych - Nowe wcielenie znanego i cenionego systemu SOFT PACK SYSTEM® DAY SPA - POCZUJ MUZYKĘ WSZYSTKIMI ZMYŚLAMI!

System SOFT PACK SYSTEM® został stworzony jako wyjątkowe urządzenie do wykonywania ceremonii spa, bazujących na ciepłych okładach, a co za tym idzie stanowi podstawę każdego obiektu o charakterze spa, salonu odnowy biologicznej czy sanatorium.

Koncepcja systemu SOFT PACK SYSTEM® polega na „lewitowaniu” (unoszeniu się) ciała pacjenta w pozycji embrionalnej na powierzchni ciepłej wody poprzez otulające, elastyczne powłoki materaca, a więc bez bezpośredniego kontaktu z wodą. W połączeniu z ciepłymi preparatami, typu glinki, alg, maski, zioła itp., sprzyja całkowitemu rozluźnieniu mięśni oraz otwarciu porów skóry, w celu wysoce efektywnej penetracji składników aktywnych. Całkowitego relaksu dopełnia innowacyjny system muzyczny, który przenosząc wibracje dźwięków słuchanej muzyki przez obudowę oraz wodę, wprowadza pacjenta w trans. Specjalnie opatentowana technika sensoryczna „SAVER®”, przetwarzająca muzykę w zauważalne i jednocześnie odczuwalne wibracje, pomaga pacjentom osiągnąć balans, zwiększa relaksację i wspomaga redukować poziom stresu.

Technika sensoryczna „SAVER®” mająca medyczne potwierdzenie skuteczności działania czyni z tego urządzenia absolutnie niedościgniony wzór w segmencie urządzeń przeznaczonych do zabiegów na ciało. Opcjonalnie dostępne są specjalnie opracowane sensory, które mierzą poziom stresu oraz rejestrują zmiany w tym zakresie bezpośrednio po zabiegu.

Z urządzeniem SOFT PACK SYSTEM® nie tylko dostarczasz swojemu pacjentowi niezapomnianych wrażeń i prawdziwej uczyty dla zmysłów, pielęgnujesz urodę, skutecznie dostarczając aktywne składniki preparatów, które walczą z wszelkimi niedoskonałościami skóry, ale także dbasz jego zdrowie, czego potwierdzeniem są wieloletnie doświadczenia fizjoterapeutów oraz badania medyczne.





SOFT PACK SYSTEM® idealnie nadaje się do zabiegów na ciało, co ważne budowa tego urządzenia pozwala na równoczesne wykonywanie zabiegów na twarz, zachowując przy tym najwyższą efektywność i komfort dla klienta.


Dostępnych jest ponad 30 protokołów zabiegowych, z których można stworzyć atrakcyjną ofertę dla każdego rodzaju SPA. Solidny i trwały SOFT PACK SYSTEM® od ponad 25 lat zdobywa zwolenników na całym świecie. To doskonałe rozwiązanie które cechuje się wysoką rentownością przy niskich kosztach użytkowania.

Szokująco szeroka gama kolorystyczna sprawia, że urządzenie jak żadne może uzyskać indywidualny charakter, wpisujący się idealnie w dowolną architekturę wnętrza. Skorzystaj z ceremonialnego zabiegu marki Kurland® w systemie SOFT PACK SYSTEM®, w połączeniu z innowacyjną technologią sensorial music „SAVER®”, a z pewnością nie będziesz wątpił w absolutnie wyjątkową skuteczność zabiegową zarówno dla duszy, jak i ciała; a sceptyków zapraszamy do poddania się badaniu poziomu stresu przed i po zabiegu. Życzymy niezapomnianych wrażeń.

ZALETY

Zalety SOFT PACK SYSTEM® MED:

- Nowy mechanizm regulacji wysokości
- Innowacyjne materiały
- Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie
- Możliwość zastosowania do różnorodnych zabiegów
- Niezawodność
- Bezpieczeństwo obsługi
- Niewielkie wymogi w zakresie konserwacji
- Łatwa konfiguracja
- Brak części wymagających zasilania
- Prosta instalacja, łożko SOFT PACK SYSTEM® jest gotowe do użycia w chwili dostawy.



Wyposażenie dodatkowe:

- SOFT MUSIC - Feel the music – poczuj dźwięki całym ciałem. Poddając się zabiegowi, nie tylko usłyszysz muzykę, ale poczujesz ją całym ciałem. Fala dźwiękowa, która rozchodzi się w wodzie inaczej w powietrzu niesie ze sobą wibracje, które delikatnie ukoją ciało. Poczujesz każdy relaksujący ton. System muzyczny tworzy technika oscylacji, na którą składa się z: wzmacniacz, zasilacz elektryczny, odtwarzacz MP3 i CD (Wyjścia słuchawkowe pasują do telefonów komórkowych, iPod, odtwarzaczy MP3).
- SAVAR® - SENSORIAL-PHONIE - Technologia savar® - przekształca muzykę i słowa w odczuwalne wibracje. Ma to nieoceniony wpływ na układ nerwowy parasympatyczny (odpowiedzialny za odpoczynek), czego efektem jest redukcja poziomu stresu. Technologia SAVAR® składa się z technologii oscylacji, odtwarzacza MP3, kostki dźwiękowej, która pozwala na wybranie spośród 5 różnych stylów muzycznych oraz specjalnie stworzonej na potrzeby zabiegów sekwencji dźwięków (special savar® - balance sound sequence), jak również możliwość zmiany w dowolnym momencie.
- „CLUE” - Aby naukowo udowodnić działanie SAVAR®- sensorial-phonie do dyspozycji oddajemy „CLUE”, innowacyjne urządzenie opierające się na podstawach telemedycyny. Mierzy częstotliwość akcji serca oraz poziom stresu. Wyniki można odczytać na wyświetlaczu. Jedyne co potrzebujesz to PC z dostępem do Internetu.