

| PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania standard | | |
|--|-----------------|---------------------------------|
| model materaca | prosty | gofr |
| do terapii odleżyn w skali IV ⁰ | prewencja | prewencja dużego ryzyka odleżyn |
| wysokość (cm) | 12 | 12 |
| długość x szerokość (cm) | 195 x 85 | 192 x 85 |
| nacięcia dotleniające | | + |
| ilość warstw | opcjonalnie > 2 | opcjonalnie > 2 |
| rotacja i wymiennność stref | + | + |
| ilość stref | 3 | 3 |
| ilość nacięć dotleniających | | 64 |
| obniżona strefa pięt | opcja | opcja |
| rodzaj materiału PU | N2838 | N2838 |
| barwa | pomarańczowa | pomarańczowa |
| gęstość (kg/m ³) | 24 - 28 | 24 - 28 |
| sztywność 40% (kPa) | 3,5 - 4,5 | 3,5 - 4,5 |
| odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%) | 5 | 5 |
| odbojność, nie mniej niż (%) | 40 | 40 |
| skuteczność medyczna wg. BMI | ≤ 25 | ≤ 25 |
| wytrzymałość mechaniczna (kg) | ≤ 130 | ≤ 130 |
| wersja bariatryczna | + 14 cm | + 14 cm |
| pokrowiec materaca membraMED | + | + |
| pokrowiec ogniooporny | opcja | opcja |
| pianka ogniooporna | opcja | opcja |
| wkład redukujący siły ścinające | opcja | opcja |
| wymaga materaca spodniego | nie | nie |
| PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania miękkiej | | |
| rodzaj materiału PU | N3030 | N3030 |
| barwa | biała | biała |
| gęstość (kg/m ³) | 27,5 - 31 | 27,5 - 31 |
| sztywność 40% (kPa) | 2,7 - 3,7 | 2,7 - 3,7 |
| odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%) | 5 | 5 |
| odbojność, nie mniej niż (%) | 50 | 50 |
| pianka ogniooporna | opcja | opcja |
| PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania twardej | | |
| rodzaj materiału PU | N2845 | N2845 |
| barwa | niebieska | niebieska |
| gęstość (kg/m ³) | 24 - 28 | 24 - 28 |
| sztywność 40% (kPa) | 3,8 - 5,4 | 3,8 - 5,4 |
| odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%) | 5 | 5 |
| odbojność, nie mniej niż (%) | 40 | 40 |
| pianka ogniooporna | opcja | opcja |



ISO
13485
9001



tel. 800 10 10 01