

MATERACE PIAKOWE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


medyczny poliuretan PU, z jakiego wykonane są materace do opieki długoterminowej jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi wiele lat.

PIANKOWY MATERAC MEDYCZNY, model *prosty*

- w POKROWCU MEDYCZNYM.
- przeznaczony do spoczynku chorych w łóżku medycznym,
- 195 x 85 x 12 cm (długość x szerokość x wysokość),

spełniający **wymagania dotyczące twardości:**

- wykonany z pianki PU o gęstości 24-28 kg/m³,
- barwa oranż,
- szywność 40% (kPa) 3,5 - 4,5
- odkształcenie trwałe (%) < 5,
- odbojność (%) < 40,



materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:


zmiana wymiarów materaca, wkład redukujący siły ścinające, kilka warstw, rotacja i wymienność stref, obniżona strefa pięt,
materac dostępny w wersjach; miękkiej, twardej, bariatrycznej, ognioopornej.

PIANKOWY MATERAC MEDYCZNY *profilaktyczny*, model *gofr*

- w POKROWCU MEDYCZNYM.
- przeznaczony do spoczynku chorych w łóżku medycznym,
- 195 x 85 x 12 cm (długość x szerokość x wysokość),

spełniający **wymagania dotyczące twardości:**

- wykonany z pianki PU o gęstości 24-28 kg/m³,
- barwa oranż,
- szywność 40% (kPa) 3,5 - 4,5
- odkształcenie trwałe (%) < 5,
- odbojność (%) < 40,
- ilość nacięć dotleniających 64



materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

zmiana wymiarów materaca, zmiana nacięć materaca, wkład redukujący siły ścinające, kilka warstw, rotacja i wymienność stref, obniżona strefa pięt,
materac dostępny w wersjach; miękkiej, twardej, bariatrycznej, ognioopornej.



tel. 800 10 10 01

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania standard		
model materaca	prosty	gofr
do terapii odleżyn w skali IV ⁰	prewencja	prewencja dużego ryzyka odleżyn
wysokość (cm)	12	12
długość x szerokość (cm)	195 x 85	192 x 85
nacięcia dotleniające		+
ilość warstw	opcjonalnie > 2	opcjonalnie > 2
rotacja i wymiennność stref	+	+
ilość stref	3	3
ilość nacięć dotleniających		64
obniżona strefa pięt	opcja	opcja
rodzaj materiału PU	N2838	N2838
barwa	pomarańczowa	pomarańczowa
gęstość (kg/m ³)	24 - 28	24 - 28
sztywność 40% (kPa)	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	40	40
skuteczność medyczna wg. BMI	≤ 25	≤ 25
wytrzymałość mechaniczna (kg)	≤ 130	≤ 130
wersja bariatryczna	+ 14 cm	+ 14 cm
pokrowiec materaca membraMED	+	+
pokrowiec ogniooporny	opcja	opcja
pianka ogniooporna	opcja	opcja
wkład redukujący siły ścinające	opcja	opcja
wymaga materaca spodniego	nie	nie
PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania miękkiej		
rodzaj materiału PU	N3030	N3030
barwa	biała	biała
gęstość (kg/m ³)	27,5 - 31	27,5 - 31
sztywność 40% (kPa)	2,7 - 3,7	2,7 - 3,7
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	50	50
pianka ogniooporna	opcja	opcja
PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania twardej		
rodzaj materiału PU	N2845	N2845
barwa	niebieska	niebieska
gęstość (kg/m ³)	24 - 28	24 - 28
sztywność 40% (kPa)	3,8 - 5,4	3,8 - 5,4
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	40	40
pianka ogniooporna	opcja	opcja



ISO
13485
9001




tel. 800 10 10 01

MATERACE PIANKOWE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

medyczny poliuretan PU, z jakiego wykonane są materace do opieki długoterminowej jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi wiele lat.

PIANKOWY MATERAC MEDYCZNY

profilaktyczny dla dużego ryzyka powstania odleżyn,
model *tunel prosty*




made in Technology

- w POKROWCU MEDYCZNYM.
- przeznaczony do spoczynku chorych w łóżku medycznym,
- 195 x 85 x 12 cm (długość x szerokość x wysokość),

spełniający **wymagania dotyczące twardości:**

- a) wykonany z pianki PU o gęstości 24-28 kg/m³,
- b) barwa pomarańczowa,
- c) sztywność 40% (kPa) 3,5 - 4,5
- d) odkształcenie trwałe (%) < 5,
- e) odbojność (%) < 40,
- f) ilość nacięć dotleniających 64




materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

zmiana wymiarów materaca, zmiana nacięć materaca, wkład redukujący siły ścinające, kilka warstw, rotacja i wymiennność stref, obniżona strefa pięt,
materac dostępny w wersjach; miękkiej, twardej, bariatrycznej, ognioopornej.



PIANKOWY MATERAC MEDYCZNY


profilaktyczny dla dużego ryzyka powstania odleżyn,
model *tunel fala*



- w POKROWCU MEDYCZNYM.
- przeznaczony do spoczynku chorych w łóżku medycznym,
- 195 x 85 x 12 cm (długość x szerokość x wysokość),

spełniający **wymagania dotyczące twardości:**

- a) wykonany z pianki PU o gęstości 24-28 kg/m³,
- b) barwa pomarańczowa,
- c) sztywność 40% (kPa) 3,5 - 4,5
- d) odkształcenie trwałe (%) < 5,
- e) odbojność (%) < 40,
- f) ilość nacięć dotleniających 64



materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

zmiana wymiarów materaca, zmiana nacięć materaca, wkład redukujący siły ścinające, kilka warstw, rotacja i wymiennność stref, obniżona strefa pięt,
materac dostępny w wersjach; miękkiej, twardej, bariatrycznej, ognioopornej.



tel. 800 10 10 01

PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania standard		
model materaca	tunel prosty	tunel fala
do terapii odleżyn w skali IV ⁰	prewencja	prewencja dużego ryzyka odleżyn
wysokość (cm)	12	12
długość x szerokość (cm)	195 x 85	192 x 85
nacięcia dotleniające		+
ilość warstw	opcjonalnie > 2	opcjonalnie > 2
rotacja i wymiennność stref	+	+
ilość stref	3	3
ilość nacięć dotleniających	64	64
obniżona strefa pięć	opcja	opcja
rodzaj materiału PU	N2838	N2838
barwa	pomarańczowa	pomarańczowa
gęstość (kg/m ³)	24 - 28	24 - 28
sztwność 40% (kPa)	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	40	40
skuteczność medyczna wg. BMI	≤ 25	≤ 25
wytrzymałość mechaniczna (kg)	≤ 130	≤ 130
wersja bariatryczna	+ 14 cm	+ 14 cm
pokrowiec materaca membraMED	+	+
pokrowiec ogniooporny	opcja	opcja
pianka ogniooporna	opcja	opcja
wkład redukujący siły ścinające	opcja	opcja
wymaga materaca spodniego	nie	nie
PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania miękkiej		
rodzaj materiału PU	N3030	N3030
barwa	biała	biała
gęstość (kg/m ³)	27,5 - 31	27,5 - 31
sztwność 40% (kPa)	2,7 - 3,7	2,7 - 3,7
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	50	50
pianka ogniooporna	opcja	opcja
PARAMETRY TECHNICZNE PIANKOWYCH MATERACY MEDYCZYCH REVITA, w opcji wykonania twardej		
rodzaj materiału PU	N2845	N2845
barwa	niebieska	niebieska
gęstość (kg/m ³)	24 - 28	24 - 28
sztwność 40% (kPa)	3,8 - 5,4	3,8 - 5,4
odkształcenie trwałe, nie więcej niż (%)	5	5
odbojność, nie mniej niż (%)	40	40
pianka ogniooporna	opcja	opcja



tel. 800 10 10 01