

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „V”

model ALFABET

MATERAC PODWYŻSZONY Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „V”

PROFILAKTYKA I LECZENIE wszystkich ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).

podwyższony materac poliuretanowy, wersja długoterminowa PU, 36 miesięcy gwarancji.

Dzięki 10 cm wysokości materac znacznie redukuje siły ucisku ciała leżącej na nim osoby. Materaca należy układać na elastycznych podkładach (np. materacach gąbkowych) - nie dotyczy materaca ze spodnim, zintegrowanym wkładem gąbkowym. Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych, oraz do opieki szpitalnej, deklaracja zgodności CE.

dla osób z patologiczną nadwagą (bariatria) dostępna jest wersja ALFABET3

Materac zapewnia zwiększoną stabilność i komfort choremu oraz zapobiega jego zsuwaniu się w dół łóżka.

Długość komór w części zmiennociśnieniowej jest około 10% większa od szerokości materaca.

Dzięki temu materac zapewnia zwiększoną redukcję sił tarcia i poprzecznie tnących.

zdecide przedstawia dodatkowy materac spodni



do leczenia stopnia odleżyn



termoplastyczny poliuretan



wartość utrzymywanego ciśnienia



zawór reanimacyjny



wymaga podkładu gąbkowego



materac 2-sekcyjny



tryb zmienny



tryb statyczny



szybkozłączka transportowa



pokrowiec mocowany napami

opcje



AIR - system mikrootworów



zamek pokrowca



wzmocnione przewody



made in Technology

materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED[®]; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub materacem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zmiana wymiarów materaca, zmiana ilości komór, zmiana ilości sekcji materaca, zawory reanimacyjne CPR, stabilny zagłówek, AIR- system, LubriMed[®]-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy ≤ 15 cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, miękki, uchwyty prześcieradła, modułowe strefy komór (pracujące w niezależnych trybach), komory spodnie, modułowa konstrukcja komór, komory wzdłużne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, szybkozłączki komór dla realizacji terapii bezdotykowej (proste- manualne lub automatyczne), wzmacnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwoślizg wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp.

przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best.



ISO
13485
9001



tel. 800 10 10 01

model ALFABET, cechy:

10 cm wysokości

PU medyczny

materac dwusekcyjny

stabilny zagłówek

zawór CPR

wymiary po napompowaniu 190 x 85 cm

skuteczność medyczna wg masy pacjenta ≤ 125 kgwytrzymałość mechaniczna ≤ 130 kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 6 mm

16 komór poprzecznych

wyporność, objętość ≤ 130 litrów

materac z wyłogami stabilizującymi

zawór CPR

pokrowiec membraMED®

deklaracja zgodności CE

dla osób z patologiczną nadwagą (bariatrya) dostępna jest wersja trzysekcyjna (model Alfabet3)

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni

**parametry techniczne**

wymiary po napompowaniu (cm, +/- 5%)

materiał, z którego wykonany jest materac

ilość sekcji

zawór CPR

funkcja transportowa

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta (kg)

wytrzymałość mechaniczna (kg)

wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)

ilość komór poprzecznych

wyporność, objętość (litry)

air –mikrootwory

wyłogi stabilizujące

użytkowa minimalna wartość ciśnienia (mmHg)

dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia (mmHg)

maksymalny czas użytkowania

tryb pracy

masa własna (kg)

temperatura pracy (°C)

temperatura transportu i magazynowania (°C)

dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania (%)

zgodność z dyrektywą

gwarancja

część aplikacyjna

deklaracja zgodności CE

wyrób medyczny

zawartość opakowania, dostawy

1 materac ALFABET w opakowaniu foliowym,

2 pokrowiec membraMED®

3 przewód do połączenia z pompą,

4 instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną,

model ALFABET

190 x 85 x 10

medyczne PU

2

tak

opcja

 ≤ 125 ≤ 130

6

16

 ≤ 130

opcja

tak

30

 ≤ 130

nie określono

ciągły (zmienny lub statyczny)

4, 4

10 - 45

-15 - 70

20 - 80

93/42/EEC

36 miesięcy

przy połączeniu z pompą REVITA,

materac stanowi część BF

tak

tak



tel. 800 10 10 01