

## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PROSTOKOMOROWE WYSOKIE

### model 800

**PROFILAKTYKA I LECZENIE WSZYSTKICH ODLEŻYN** (zależnie od wyboru pompy).  
wieloletnie użytkowanie, wysoki prostokomorowy, do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka,  
**36 miesięcy gwarancji**. Materac do opieki długoterminowej o wysokości 23 cm wykonany z poliuretanu.  
Działanie profilaktyczne i lecznicze. Przeznaczony  $\leq IV^0$  odleżyn (zależnie od wyboru pompy).  
Konstrukcja materaca pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych.  
Wysokość materaca zabezpiecza chorego przed kontaktem z konstrukcją łóżka.  
Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych,  
oraz do opieki szpitalnej. Deklaracja zgodności CE.



ISO  
13485  
9001



tel. 800 10 10 01



do leczenia  
stopnia odleżyn



wartość  
utrzymywanego  
ciśnienia



termoplastyczny  
poliuretan



zawór  
reanimacyjny



materac  
prostokomorowy



materac  
2-sekcyjny



tryb  
zmienny



tryb  
stacyjny



szybkozłączka  
transportowa



zamek  
pokrowca

### opcje



terapia  
bezdotykowa



AIR - system  
mikrootworów



materac  
3-sekcyjny



wzmocnione  
przewody



do współpracy z pompami;

Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best, ELA, AGA, ADA.

**materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:**

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED®; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub matercem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zmiana wymiarów materaca, zmiana ilości komór, zmiana ilości sekcji materaca, komory wykonane z PUN, PU lub PCV, zawory reanimacyjne CPR, stabilny zagłówek, AIR- system, LubriMed®-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy  $\leq 15$  cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, miękki, uchwyty prześcieradła, modułowe strefy komór (pracujące w niezależnych trybach), komory spodnie, modułowa konstrukcja komór, komory wewnętrzne, komory wzdłużne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, szybkozłączki komór dla realizacji terapii bezdotykowej (proste- manualne lub automatyczne), wzmocnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwozłizg wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp.  
przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Supra, Lux, Dyna, Ela, Dyna Best, Aga, Ada.

**model 800, cechy:**

23 cm wysokości (w tym zintegrowany wkład gąbkowy 3 cm)

komory z PU lub opcjonalnie PUN (w osłonie nylonu)

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 207 \* 85 cm

skuteczność medyczna wg masy pacjenta  $\leq 160$  kgwytrzymałość mechaniczna  $\leq 220$  kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 10 mm,

w pokrowcu

20 komór poprzecznych zabezpieczonych antyrotacyjnie

szybkozłączka

membranowy pokrowiec membraMED<sup>®</sup>/wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznymwyporność, objętość  $\leq 315$  litrów,

system pasów stabilizujących materac na łóżku

zawór CPR

funkcja transportowa

**dla osób z nadwagą (bariatrya) dostępna jest wersja trzysekcyjna (model 850)**ISO  
13485  
9001

parametry techniczne	800	850
wymiary po napompowaniu (cm, +/- 5%)	207 x 85 x 23	207 x 90 x 23
materiał, z którego wykonany jest materac	medyczne PU lub PUN	
ilość sekcji	2	3
skuteczność medyczna wg. masy pacjenta (kg)	$\leq 160$	$\leq 170$
wytrzymałość mechaniczna (kg)	$\leq 220$	$\leq 220$
wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)	10	
ilość komór poprzecznych z zabezpieczeniem antyrotacyjnym	20	
szybkozłączka transportowa	tak	
pokrowiec	1 szt. membraMED wersja na zamek	
objętość (litry)	$\leq 315$	
pasy stabilizujące, troczące	tak	
zawór CPR	tak	
wkład gąbkowy dna materaca o wysokości 3 cm. tak	tak	
minimalna, użytkowa wartość ciśnienia (mmHg)	10	
dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia (mmHg)	$\leq 130$	
maksymalny czas użytkowania;	nie określono	
tryb pracy	ciągły (zmienny lub statyczny)	
masa własna (kg)	8, 2	
temperatura pracy	10 - 45 <sup>0</sup> C	
temperatura transportu i magazynowania	-15 - 70 <sup>0</sup> C	
dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania	20 - 80 %	
zgodność z dyrektywą	93/42/EEC	
gwarancja	36 miesięcy	
część aplikacyjna	przy połączeniu z pompą REVITA, materac stanowi część BF	

deklaracja zgodności CE

wyrób medyczny

**zawartość opakowania, dostawy**

1 materac 800/ 850 w opakowaniu tekturowym/foliowym,

2 wkład gąbkowy dna materaca o wysokości 3 cm.,

3 pokrowiec membraMed<sup>®</sup> na zamek,

4 instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną.



tel. 800 10 10 01