



## GHARIENI LINA XP PODO

Fotel LINA XP PODO doskonale sprawdza się zarówno w zabiegach kosmetycznych, przy wykonywaniu pedicure jak i w zabiegach na całe ciało. Tapicerka XP jest wykonana w jednej części i dzięki temu bardzo wygodna.

Dostępne modele:

- Fotel LINA XP PODO BASIC - Bez zasilania elektrycznego (wys. 64 cm) z 4 pneumatycznymi siłownikami dzięki którym można uruchomić funkcję re-regulacji pozycji wypoczynkowej, oparcia oraz dzielone podnóżki.
- Fotel LINA XP PODO 1 - Z 1 silnikiem elektrycznym regulującym wysokość. Pozostałe pozycje regulowane są przy pomocy siłowników pneumatycznych.
- Fotel LINA XP PODO 2 - Z 2 silnikami elektrycznymi regulującymi wysokość oraz do wyboru pozycję wypoczynkową lub oparcie. Pozostałe pozycje regulowane są przy pomocy siłowników pneumatycznych.
- Fotel LINA XP PODO 3 - Z 3 silnikami elektrycznymi regulującymi wysokość, oparcie oraz pozycję wypoczynkową. Dzielone podnóżki regulowane są przy pomocy siłowników pneumatycznych.
- Fotel Lina XP Podo 5 - Z 5 silnikami, w pełni elektryczny.

Dane techniczne

- Wysokość: 62 cm - 82 cm
- Długość: 144 cm - 203 cm
- Szerokość: 62 / 80 cm
- Siła udźwigu: 200 kg
- Obciążenie max dopuszczalne: 200 kg

