



## MABEL 6 - Multi-Polar RF

Przedstawiamy Mabel 6 nieinwazyjne urządzenia do zabiegów liftingujących! Skóra odmłodzona od zaraz? TAK!

Na czym polega zabieg przy użyciu Mabel 6?

- To nowoczesny zabieg wykorzystujący częstotliwość radiową (energię elektromagnetyczną) z zakresu 0,5 MHz - 1 MHz.
- W terapiach odmładzających wykorzystuje się dobroczynny wpływ przegrzania skóry właściwej i tkanki podskórnej. Fale radiowe rozgrzewają kolagen do 42 - 60°C bez uszkodzenia naskórka, naczyń krwionośnych i komórek nerwowych.
- Efektem jest odbudowa nowego kolagenu, a w konsekwencji poprawa jakości skóry.
- Wskazania: likwidacja zmarszczek, ujędrnienie skóry twarzy i ciała.
- Zabieg działa przyczynowo, nie zaś tylko na same objawy. Jest to także bardzo skuteczna metoda redukująca nierówności cellulitowe i modelująca sylwetkę poprzez likwidację podściółki tłuszczowej w problematycznych miejscach. Wykazuje również działanie odprężające w obrębie mięśni, łagodzi ból, pobudza układ limfatyczny i krwionośny, redukuje wolne rodniki.
- Zabiegi z użyciem urządzeń z rodziny Mabel są doskonałym wyborem dla każdego, kto jest dotknięty nadmiarem lub obwisłością skóry, ponieważ modelują i konturują obszary poddane zabiegowi, wygładzają zmarszczki, zmarszczki mimiczne, naciągają luźną lub obwisłą skórę.

## EFEKTY

Efekty uzyskane po zabiegach z urządzeniem Mabel 6:

- lifting(likwidacja zwiotczeń)
- poprawa napięcia policzków
- likwidacja tzw. chomików
- obkurczenie zwisającego podbródka
- wyraźne zarysowanie linii żuchwy
- poprawa owalu twarzy
- spłycenie zmarszczek
- zmniejszenie bruzdy nosowo-wargowej





- redukcja zmarszczek marionetki
- spłykanie zmarszczek wokół oczu
- wzmocnienie odporności skóry
- poprawa krążenia krwi (lepsze odżywienie tkanek)
- odprężenie mięśni twarzy (łagodniejsze rysy twarzy)
- spłykanie blizn

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna MABEL 6

- Technologia: Multi-polarna RF
- Zasilanie 110/230 V, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 60 W
- Częstotliwość RF: 0,5 MHz - 1,0 MHz
- Rodzaje głowic: Tri-polar do twarzy, Tri-polar do ciała, Multi-polar do ciała
- Wymiary: 47 cm x 47 cm x 100 cm
- Waga: 25 kg
- Tryb pracy: Tri-polarna RF & Hexa-polarna
- Czas zabiegu max 60 min.
- Zabezpieczenia: Przełącznik bezpieczeństwa, Start Zero
- Kontrola natężenia: PWM & Swing