

## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „V”

### model ALFABET

#### MATERAC PODWYŻSZONY Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „V”

**PROFILAKTYKA I LECZENIE** wszystkich **ODLEŻYN** (zależnie od wyboru pompy).

**podwyższony materac poliuretanowy, wersja długoterminowa PU, 36 miesięcy gwarancji.**

Dzięki 10 cm wysokości materac znacznie redukuje siły ucisku ciała leżącej na nim osoby. Materaca należy układać na elastycznych podkładach (np. materacach gąbkowych) - nie dotyczy materaca ze spodnim, zintegrowanym wkładem gąbkowym. Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych, oraz do opieki szpitalnej, deklaracja zgodności CE.

**dla osób z patologiczną nadwagą (bariatrya) dostępna jest wersja ALFABET3**

Materac zapewnia zwiększoną stabilność i komfort choremu oraz zapobiega jego zsuwaniu się w dół łóżka.

Długość komór w części zmiennociśnieniowej jest około 10% większa od szerokości materaca.

Dzięki temu materac zapewnia zwiększoną redukcję sił tarcia i poprzecznie tnących.

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni



## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE Z KOMORAMI W KSZTAŁCIE LITERY „V”

### mod. Alfabet



do leczenia stopnia odleżyn



termoplastyczny poliuretan



wartość utrzymywanego ciśnienia



zawór reanimacyjny



wymaga podkładu gąbkowego



materac 2-sekcyjny



tryb zmienny



tryb statyczny



szybkozłączka transportowa



pokrowiec mocowany napami

### opcje



AIR - system mikrootworów



zamek pokrowca



wzmocnione przewody



made in Technology

#### materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED®; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub materacem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zmiana wymiarów materaca, zmiana ilości komór, zmiana ilości sekcji materaca, zawory reanimacyjne CPR, stabilny zagłówek, AIR- system, LubriMed®-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy ≤ 15 cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, miękki, uchwyty prześcieradła, modułowe strefy komór (pracujące w niezależnych trybach), komory spodnie, modułowa konstrukcja komór, komory wzdłużne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, szybkozłączki komór dla realizacji terapii bezdotykowej (proste-manualne lub automatyczne), wzmacnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwoślizg wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp.

przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

**współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:**

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best.

tel. 800 10 10 01

