



Seria F9
Monitor matki i płodu

Seria F9

Monitor matki i płodu



O firmie Edan

Edan to firma zajmująca się opieką medyczną. Została założona w celu poprawy zdrowia na całym świecie, poprzez dostarczanie wartościowych, innowacyjnych i wysokiej jakości usług i produktów medycznych. Od ponad 20 lat Edan jest liderem we wprowadzaniu kompleksowej gamy produktów przeznaczonych do szerokiego zakresu praktyk medycznych, wliczając dziedziny takie jak:

- Diagnostyka EKG
- Diagnostyka In-Vitro
- Ginegologia i Położnictwo
- Monitoring Pacjenta
- Obrazowanie USG
- Weterynaria

Pracownicy służby zdrowia z całego świata zaufali już przełomowym technologiom i wzorowej obsłudze klienta oferowanym przez firmę Edan.



Edan Instruments, Inc. | 3/F-B, Nanshan Medical Equipments Park,
1019# Nanhai Rd., Shenzhen | 518067 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2015 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission.



ENG-OB & GYN-F9-V3.0-20150112



Seria F9

Monitor matki i płodu

Szybkie ustawienia i prostota użytkowania

Klawisz "START" można skonfigurować integrując dane pacjenta i wydruk. Dzięki temu podstawowa obsługa aparatu sprowadza się do wciśnięcia jednego przycisku.



Wbudowana analiza KTG



Przedporodowa analiza zapewnia obiektywną ocenę zapisu KTG i dostarcza niezwykle ważne informacje dla osób odczytujących wykresy.

Różne opcje drukowania

Seria monitorów F9 jest kompatybilna z papierem termoczułym o szerokości 152 oraz 150 mm w różnych standardach

System bezprzewodowych przetworników

Do aparatów serii F9 można dołączyć system telemetryczny z bezprzewodowymi głowicami. Lekkie i wodoodporne przetworniki dają pacjentce maksymalną wygodę i komfort. System telemetry FTS-3 pozwala na monitorowanie przed i w trakcie akcji porodowej

60 godzin pamięci wewnętrznej



12.1" kolorowy ekran dotykowy

Dotykowy, kolorowy ekran pozwala na wprowadzanie danych, szybką zmianę ustawień i zoptymalizowanie funkcji

FTS-3

Seria monitorów matki i płodu F9 stanowi rozwiązanie dla wszelkich obszarów monitorowania płodu, stosowanych przed, w trakcie i po zakończeniu akcji porodowej. Zintegrowane monitorowanie tętna ciąży bliźniaczej, aktywności macicy, ruchów płodu, ciśnienia wewnątrzmacicznego oraz bezpośredniego EKG, a także NIBP, SPO2, ECG i TEMP matki, czyni serię monitorów F9 najbardziej efektywnym kosztowo i elastycznym rozwiązaniem dla wszelkich potrzeb monitorowania pody, bez ustępstw pod względem jakości, precyzji działania i ergonomii.

Wiele trybów prezentacji danych



Przełączając między trzema trybami wyświetlania, użytkownik może wybrać widok najodpowiedniejszy dla danej sytuacji klinicznej, pozwalający na jednoczesną ocenę parametrów życiowych matki.

Przetwornik 12-kryształowy o częstotliwości 1MHz

Głębokość	7 kryształów	9 kryształów	12 kryształów
40 mm			
80 mm			
120 mm			

Nasza 12-kryształowa głowica wykorzystuje zaawansowaną, unikalną technologię firmy EDAN, o szerszym paśmie wiązki i bardziej homogenicznym sygnale, pozwalając na wyższą jakość działania monitorów przyłożkowych w porównaniu do tych wykorzystujących konwencjonalne głowice.