

# Przetworniki ciśnienia i kopułki.

Przetwornik **Codan® PVB** - DPT-6000 (model DPT-6100)



Przetwornik **ARGON®**  
DTX-Plus DT-XX



Przetwornik  
**Novatrans® II** - MX860


Wycofany z produkcji




Kopułka **Novatrans® II** - MX1572



Kopułka **Novatrans® II** - MX858




Kopułka **Novatrans® II** - MX848



Płytki montażowe  
**LogiCal®** - MX960




Kopułka **LogiCal®** - MX960X2SC



Kopułka **LogiCal®** - MX960XX



Kopułka **LogiCal®** - MX960XY



Numer katalogowy	Opis	Producent/Model aparatu
DPT-6100	Przetwornik ciśnienia z dwoma kranikami (3-drożnym i 1-drożnym)	Andromeda/Mediwatch/Medtronic/Dantec
DPT-9300	Przetwornik Xtrans z kranikiem	Medica(SAU-PRS)
MX1572	Kopułka do przetwornika Novatrans® II MX860 (2 x zaw. trójdrożny)	
MX848	Kopułka do przetwornika Novatrans® II MX860 (męski/żeński Luer lock)	
MX858	Kopułka do przetwornika Novatrans® II MX860 (męski/męski Luer lock)	
MX960	Płytki montażowe przetwornika LogiCal®	Medica(SAU-LG)/Laborie
MX960XY	Kopułka do przetwornika LogiCal® (męski/żeński Luer lock)	
MX960XX	Kopułka do przetwornika LogiCal® (męski/męski Luer lock)	
MX960X2SC	Kopułka do przetworników LogiCal® (męski/żeński Luer lock z dwoma zaworami)	
682021	Przetwornik ciśnienia ARGON DTX-Plus model TNF-R	MMS
682018	Przetwornik ciśnienia ARGON DTX-Plus model DT-XX	MMS
DF060	Regulator perfuzji Dosicair, bez portu bocznego, podwójna skala	

Przetwornik ciśnienia Novatrans® II MX-860 stosowany w aparatach Mediwatch/Medtronic/Dantec został wycofany z produkcji i jest już niedostępny. Istnieje możliwość zamiany układu pomiarowego na system LogiCal® MX-960.