

OFERTA NA DEFIBRYLATOR automatyczny TecnoHeart Plus

Automatyczny defibrylator pozwala na defibrylację ścian serca w bezpieczny sposób, ponieważ posiada sensory które wykrywają zatrzymanie pracy serca związane z arytmia, migotaniem komór i częstoskurczem. W wymienionych powyżej przypadkach, defibrylator automatycznie ocenia konieczność wyładowania, ustawiając jego siłę. Operator nie ma możliwości wymuszenia wyładowania, jeśli urządzenie informuje że nie jest ono konieczne!



- Wybór dorosły/dziecko: pozwala na leczenie dzieci poprzez łatwy wybór na urządzeniu (nie ma potrzeby używania adaptorów ani kluczy)
- Asysta głosowa ułatwia korzystanie z urządzenia
- Karta SD przechowuje dane w celu ochrony prawnej (OPCJONALNE)
- Miękka pokrywa: chroni przed uderzeniami i zabrudzeniami (STANDARD).
- Bateria litowo-jonowa: gwarancja 5 lat, 200 wyładowań (STANDARD)
- Indykator naładowania: wskazuje poziom naładowania
- Krytyczny test działania: sprawdzenie czy urządzenie jest sprawne
- Kalkulacja impedancji: sprawdza działanie AED
- Wyświetlacz: wyświetla instrukcję postępowania w przypadku gdy nie da się usłyszeć komend głosowych.
- Dwufazowy wstrząs: wyładowanie przechodzi przez serce w obie strony.
- Oprogramowanie Heart On: do zapisywania danych użycia i aktualizacji oprogramowania
- Podłączone elektrody: zmniejszają czas interwencji
- Port podczerwieni: umożliwia komunikację między komputerem a defibrylatorem
- Zmienna energia: dorosły (>25kg) od 185J do 200J/ dziecko (<25kg) od 45j do 50j.





CENA: 5 500 zł brutto

350 zł brutto – szafka ścienna na defibrylator

Organizujemy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – możliwość szkolenia w Państwa firmie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Kazimierz Klimczuk 602 315 944

Marcin Grygorczuk 784 066 925

Krzysztof Baranowski 692 887 387

