

VITALOGRAPH myPEF PIKFLOMETR

dla dorosłych i dzieci



VITALOGRAPH myPEF


Pikfłometr

Skuteczne leczenie astmy opiera się na wczesnej identyfikacji ryzyka zaostrzenia stanu pacjenta. Możliwość szybkiego reagowania zależy od ścisłego monitorowania szczytowego przepływu, co pomaga chronić jakość życia i optymalizować skuteczność leków.

Od ponad 50 lat Vitalograph® dostarcza proste i efektywne urządzenia do pomiaru szczytowego przepływu do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i w warunkach domowych. Pikfłometr Vitalograph myPEF™ jest łatwy w użyciu i bardzo dokładny. Atrakcyjny, ergonomiczny kształt oraz prosta skala oznaczona kolorami zapewnią skuteczne monitorowanie i pomagają pacjentowi w stosowaniu się do zaleceń lekarza.



- Odpowiedni dla dorosłych i dzieci
- Do użytku w klinikach, gabinetach lekarskich, medycynie sportowej i w domu
- Bardzo dokładny
- Lekki i przenośny
- Ergonomicznie zaprojektowany z wygodnym integralnym ustnikiem
- Regulowana skala kolorów wg. zasady światła drogowych oraz plan działania
- Spełnia wszystkie odpowiednie normy dotyczące pikfłometrów
- Zakres pomiaru 50-800 L/min.
- Z ustnikami SafeTway™ nadaje się do stosowania u wielu pacjentów, do celów szkoleniowych
- W komplecie z solidnym i higienicznym futerałem
- Dostępne opcje brandingów



Autoryzowany dystrybutor



Informacje do składania zamówień

43900 Pikfłometr myPEF

W rzeczywistości produkt może różnić się brandingiem od zaprezentowanego w broszurze

Akcesoria

20242 Ustnik SafeTway z jednokierunkową zastawką (200 szt.)

29805 Adapter myPEF: do założenia ustnika SafeTway (96 szt.)

* Akcesoria są wymagane tylko wówczas, gdy myPEF stosowany jest u wielu pacjentów