

# UniPulse 400

Łatwy w użyciu analizator defibrylatorów i stymulatorów.



Nowy **UniPulse 400** został zaprojektowany do wszechstronnych, dokładnych i efektywnych testów wszystkich defibrylatorów. Duży wyświetlacz o żywych kolorach prezentuje zarówno wyniki pomiarów jak i przebiegi z doskonałymi szczegółami. Dedykowane klawisze skrótów oraz prosty system operacyjny dają użytkownikom możliwość wyboru właściwej funkcji w ciągu sekund.

Całkowicie nowy, **UniPulse 400** jest zdolny do analizy jedno- jak i dwu-fazowych defibrylatorów oraz tych o pulsującym przebiegu. Ta niezrównana funkcjonalność oraz opcja pomiaru stymulatorów czyni z **UniPulse 400** najważniejszego gracza na rynku analizatorów defibrylatorów.

Duża wewnętrzna pamięć i zapis wyników redukuje czas pracy i pomaga w nowoczesnym podejściu do pracy „bez papieru”. Przesyłanie danych do oprogramowania Med-eBase odbywa się poprzez złącze USB a dodatkowo wyniki można przeglądać w samym urządzeniu – jeszcze nigdy nie było tak łatwo.

Ergonomiczna obudowa **UniPulse 400** tworzy kompaktowy, solidny i lekki przyrząd byś mógł łatwo się z nim przemieszczać. Dołączana torba zmieści poza samym analizatorem również inne akcesoria, których możesz potrzebować i znacznie ułatwi jego transport.

Jeśli chcesz poznać **UniPulse 400** jeszcze lepiej skontaktuj się z nami na [www.rigelmedical.pl](http://www.rigelmedical.pl)

## Dlaczego wybrać UniPulse 400?

- > **Kompletne rozwiązanie do analizy defibrylatorów** – włączając funkcję stymulatorów.
- > **Czytelny i kolorowy wyświetlacz LCD z prostą nawigacją** – włączając dedykowane klawisze skrótów. Mniej klikania, więcej testów!
- > **Solidna, kompaktowa i wygodna w trzymaniu obudowa** – zabierz go gdziekolwiek i kiedykolwiek dzięki zasilaniu akumulatorowemu.
- > **Kompatybilny ze wszystkimi defibrylatorami** – dokładnie mierzy i wyświetla przebiegi jedno- i dwu-fazowe, wszystko to w jednym testerze, który mieści się w dłoni.

 **RIGEL**  
MEDICAL

Soon to be **SEAWARD MEDICAL**

# UniPulse 400

Łatwy w użyciu analizator defibrylatorów i stymulatorów.



## Kluczowe cechy:

- > Funkcja stymulatorów.
- > Kompatybilny z jedno- i dwufazowymi defibrylatorami oraz tymi o pulsującym przebiegu.
- > Kolorowy wyświetlacz LCD.
- > Prosta i intuicyjna nawigacja dedykowanymi klawiszami skrótów.
- > Wbudowany akumulator pozwalający na pracę bez zasilania sieciowego.
- > Przesyłanie danych do komputera poprzez USB.
- > Nieindukcyjne obciążenie 50Ω.
- > 12 odprowadzeniowy symulator EKG.
- > POLSKIE MENU ekranowe.
- > Przenośna i solidna konstrukcja.
- > Dedykowana torba dla ochrony analizatora.

## Funkcjonalność:

- > Energia defibrylacji
- > Czas ładowania
- > Kardiowersja
- > Ponad 40 wybieranych arytmii
- > Przebiegi testowe
- > 5 trybów stymulatora

**T:** +48 94 342 06 40

**E:** info@rigelmedical.pl



Jeśli chcesz poznać UniPulse 400 jeszcze lepiej skontaktuj się z nami na [www.rigelmedical.pl](http://www.rigelmedical.pl)

**RIGEL**  
MEDICAL

Soon to be **SEAWARD MEDICAL**