

Dane techniczne

	Geratherm UniqueResc ⁺	
→ Wersja koca	średni	mały
Numer wyrobu	8001110611	8001110612
Nazwa	UniqueResc ⁺ AW-R 130	UniqueResc ⁺ AW-R 150
Wersja	Koc aktywnie ogrzewający z wbudowanym panelem sterowania	
Powłoka	Specjalna folia PU, odporna na krew i płyny	
Czyszczenie	Zmywalna, możliwość dezynfekcji	
Waga w kg ok.	0,9	0,5
Wymiary w cm ok.	50 x 96	48 x 49
→ Panel sterowania	Wbudowany w koc	
Temperatura	Dotykowe wybieranie temperatury wstępnej 37,0 °C / 40,5 °C	Temperatura końcowa ustawiona fabrycznie na 40,5 °C
Wskaźnik temperatury	Dioda LED (sygnał przerywany po osiągnięciu temperatury końcowej)	
Wskaźnik usterki	Alarm akustyczny i wizualny	
Zabezpieczenia	Autotest, pomiar temperatury pomiędzy systemem ogrzewania a ciałem pacjenta, stała kontrola temperatury, wyłączenie awaryjne przy niedopuszczalnych temperaturach, wyłączenie przy prądzie przeciążeniowym bądź przerwaniu obwodu	
Zastosowana wtyczka	Uniwersalna wtyczka samochodowa	
Zasilanie	Napięcie pokładowe (12 - 24 Volt DC) lub specjalny akumulator Geratherm	
Temperatura pracy	-30 °C do +40 °C	
Temperatura przechowywania	-35 °C do +70 °C	

Zmiany techniczne zastrzeżone | Rycina na stronie tytułowej: Copyright STOCK4B-RF

Jeżeli mają Państwo pytania lub życzą sobie dokładniejszych informacji na temat systemów ogrzewania pacjenta Geratherm - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Geratherm Medical AG - Germany

phone: +49 36205 98-0 ; fax: +49 36205 98-116 ; info@geratherm.com ; www.geratherm.com



Ciepło ratujące życie



Ratowniczy system ogrzewania

UniqueResc⁺