

Jednorazowa Maseczka medyczna Typu II z Certyfikatami



Material 3 warstwowy

- 1 warstwa: 0.25g PP Spunbond
- 2 warstwa: 0.25g M.B Melt Blown
- 3 warstwa: 0.25g ES Bicomponent Fiber

Mocowanie w postaci gumki
Kształtka umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa

WŁAŚCIWOŚCI

- wyrób medyczny
- hipoalergiczne włókna
- nie zawiera lateksu
- wysoka przepuszczalność powietrza, nie ogranicza oddychania
- odfiltruje prawie wszystkie zanieczyszczenia i bakterie

Dopuszczona do stosowania w PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Wyprodukowana maszynowo (bez kontaktu z potencjalnym czynnikiem zarażającym)

ILOŚĆ	CENA brutto	CENA brutto za szt.
50 szt.	220 zł	4,40 zł
100 szt.	430 zł	4,30 zł
500 szt.	2 100 zł	4,20 zł
1000 szt.	4 000 zł	4,00 zł
2000 szt.	7 600 zł	3,80 zł

W razie pytań proszę o kontakt

Paulina Piła

Kom. 665 536 700

EUROMOBIL Sp. z o.o.

Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny

tel. / fax. (46) 874 50 20

www.emobil.com.pl e-mail: biuro@emobil.com.pl