

Zalety Systemu Grzewczego OP i POP Geratherm Unique Temp^o

1. Hightech – Materiał przewodzący prąd na bazie węgla aktywnego i 24 karatowego złota pochodzący z technologii wykorzystywanej w kosmosie w kombinezonach astronautów.
2. Niezawodny i wielokrotnie sprawdzony w ratownictwie lądowym ,górskim , powietrznym i w armii NATO jako technologia Made In Germany.
3. Możliwość wielorakiego zastosowania pozwalająca na optymalne zabezpieczenie Pacjenta podczas operacji wykorzystując różne segmenty. Ręce – Tułów - Noga Prawa, Lewa - Materac Żelowy - Kołdra Pooperacyjna Prawa,Lewa również wszystkie elementy jako dzieci i noworodki.
4. Efektywna izolacja nie pozwala ogrzewanie Sali Operacyjnej i ciepło nie przeszkadza w pracy chirurga
5. Komfortowe łatwe w obsłudze wykonane z antybakteryjnego przyjemnego dla ciała materiału z równomiernym rozprawdzeniem ciepła.
6. Ciche, nie rozprawdza ciepłego powietrza i bakterii po Sali Operacyjnej oszczędne tylko **Max. 240 W (rozruch) 80 W poboru energii na godzinę.**
7. Łatwe w obsłudze, możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury co (0,1°C) każdego z elementów za pomocą technologii mikroprocesorów . Display Color LCD na dotyk.
8. Niskie koszty utrzymania poprzez możliwość dezynfekowania lub prania pokrowców w (95°C) a nie zakup jednorazowych mat do każdej operacji.
9. System nie zakłóca obrazu Rentgena .
10. Można stosować do grzania pacjentów podczas wybudzania z narkozy.i do rarowania pacjentów z objawami Hipotermii
11. Bezpieczny zakres temperatury OP 30°C – 40°C Jelly 37°C - 39°C
Bezpieczne napięcie 35,5 V, DC, Gwarancja 24mc