

SPRZĘT MEDYCZNY I REHABILITACYJNY

Meble medyczne

DOŚWIADCZENIE

Produkcja mebli medycznych
z deklaracją zgodności CE.
Solidność poparta
wieleletnim doświadczeniem.

JAKOŚĆ

Zarządzanie przez jakość
wg normy ISO 9001.
Zgodność potwierdzona
przez TÜV NORD.

WRAŻLIWOŚĆ

Profesjonalne doradztwo
i dostosowanie do potrzeb.

SATYSFAKCA

Indywidualne podejście do
klienta, budujące zaufanie.



Urządzenia i wózki kąpielowe,
systemy do higieny pacjentów



Stoły rehabilitacyjne



BIURO I SALON FIRMOWY

KATOWICE 40 763, UL. USTRONSKA 8, POLAND

TEL./FAX 1 48 32 252 67 56

www.innow.pl salon@innow.pl

PARAWANY

Parawany są trwałe, mobilne i łatwe do utrzymania w czystości. Ekran wykonany są z materiałów zmywalnych, nadających się także do prania w niskiej temperaturze. Dostępne w kilku kolorach (seledyn, żółty, niebieski, biały, lazur, morski).


PARAWANY TELESKOPOWE wyróżnia elastyczna długość ramion. Pozostałe cechy użytkowe jak w parawanach standardowych.

Wszystkie modele opcjonalnie dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.

P 802

Parawan składany 2-częściowy o łącznej długości skrzydeł 140 cm.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (P 802 N).



PARAWANY P 802 , P 804 MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE WZDŁUŻNIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK

P 804

Parawan jednoczęściowy o prostej budowie, zapewniający pacjentowi intymność podczas procedur medycznych.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (P 804 N).




P 805 ST

Parawan składany 3-częściowy o łącznej długości skrzydeł 210 cm.

Możliwość rozłożenia skrzydeł na 70, 140 lub 210 cm.


Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (P 805 STN).



P 806


Parawan teleskopowy przejezdny
o maksymalnej długości 210 cm
z hamulcami.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (P 806 N).

**P 807**


Parawan teleskopowy ścienny ze stali nierdzewnej INOX
o maksymalnej długości 210 cm.

Mocowanie do ściany pozwala zaoszczędzić przestrzeń na podłodze,
a teleskopowe ramię uzyskać pożądaną długość parawanu
w zakresie 85-210 cm.

**P 808**



Parawan teleskopowy przejezdny rozsuwany
o maksymalnej długości 210 cm.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX.

**P 806-2, P 806-3, P 806-4**

Parawan teleskopowy przejezdny
2/3/4-ramienny,
idealny do sal wielołożkowych.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX.





Parawany są lekkie, mobilne, łatwe do utrzymania w czystości. Powierzchnie zewnętrzne są trwale i odporne na czynniki zewnętrzne. Ekrany wykonane są z materiałów zmywalnych, nadających się także do prania w niskiej temperaturze. Dostępne w kolorach seledynowym, niebieskim i białym. Wszystkie modele mogą być wykonane również w wersjach: konstrukcja w kolorze białym lub szarym, ze stali nierdzewnej, z jasnego lub ciemnego drewna.

P 804
 Parawan jednoczęściowy/
 opcjonalnie ze stali
 nierdzewnej INOX

Wymiary: wys./szer./gl. 170/100/50 cm



P 804



P 805 ST

P 805 ST
 Parawan składany 3 częściowy/
 opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (łączna długość skrzydeł 210 cm)

Wymiary: wys./szer. 170/50 cm, długość: 70/140/210 cm


Model P805 ST posiada budowę trzyskrzydłową. Pozwala na rozłożenie zastony na długość 70, 140, bądź 210 cm. Przy tak bogatym programie użytkowym pozostaje jednakże dalej lekki i mobilny.



P 802

P 802
 Parawan składany
 2 częściowy (łączna długość
 skrzydeł 140 cm)

Wymiary: wys./szer. 170/50 cm,
 długość: 70/140 cm



Parawany P 804, P 805 ST, P 802 mogą być łączone
 wzdlużnie za pomocą złączek.



Możliwość elastycznego dopasowania długości ramion wyróżnia parawany teleskopowe spośród innych rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonywane są również wersje rozbudowane do kilku ramion. Pozostałe cechy użytkowe jak w parawanach standardowych. Możliwość wykonania wszystkich modeli w wersji ze stali nierdzewnej.



P 808



P 808



P 807

Parawan teleskopowy
ścienny dł. 210 cm
ze stali nierdzewnej INOX

Wymiary: długość: 85-210 cm,
wysokość ekranu: 150 cm

P 808

Parawan teleskopowy przejezdny/
opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX
rozsuwany dł. 210 cm

Wymiary: wys./szer. 170/50 cm,
długość: max. 210 cm

P 806




Parawan teleskopowy przejezdny/
opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX
dł. 210 cm

Wymiary: wys./szer. 170/50,
długość: 85-210 cm



P 806-2, P 806-3, P 806-4
Parawan teleskopowy
przejezdny 2/3-4 ramienny

Wymiary: wys., 170 cm,
długości ramion: 85-210 cm



P 806

Podkłady ochronne

X-lite INNOW, to:

- jednorazowe
 - dwuwarstwowe
 - bibułowe
- podkłady
medyczne o wysokiej
wchłanianości płynów
fizjologicznych
i patologicznych.

Wymiary:
- perforacja 50x50 cm
- na wałku 100 sztuk



X-lite INNOW

PO - jednorazowe higieniczne podkłady ochronne stanowią połączenie dwóch warstw bibuły (doskonała wchłanianość płynów) i warstwy folii (zabezpieczenie przed przemakaniem). Oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja. Podkłady dostępne są w pięciu kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, wrzosowym i morelowym.


Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dzięki dużej absorpcji i nieprzepuszczalności cieczy znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju zabiegach medycznych. Nadają się na kozetki lekarskie, fotele ginekologiczne, stoły rehabilitacyjne, krzesła do pobrań, etc)

Wymiar podstawowy: 51x160 cm, nawijane po 25 sztuk na rolce (dostępne również 50 i 80 cm, a także szerokości 33 i 38 cm).



HYDROSTOP higieniczne podkłady ochronne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny frotte powleczonej od spodu cienką warstwą tworzywa PCV, co powoduje, że jest nieprzemakalna. Nadaje się do wielokrotnego użycia, dzięki możliwości prania w zimnej i gorącej wodzie (95°C), a także odporności na słabe kwasy, zasady i dezynfekcje. Stosowana na materace, prześcieradła, ceraty dla dzieci i obłożnie chorych, a także na inne powierzchnie tapicerowane.

Wymiary podstawowe: 100x70 i 140x100 (dostępne także na zamówienie w innych wymiarach)



Łatwiej leczyć, łatwiej żyć



Biuro handlowe:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel./fax +48 32 252 67 56
salon@innow.pl

INNOW jest producentem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Misją firmy jest

wspomaganie osób leczonych jak i tych, którzy leczą;
niepełnosprawnych jak i tych którzy pielęgnują.

Celem prowadzonej działalności jest służenie ludziom wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, doradztwie, sprzedaży i adaptacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, aby umożliwić klientom spełnienie ich potrzeb i oczekiwań. W ciągłym rozwoju oferty ujawnia się innowacyjność firmy, podążającej niezmiennie za pojawiającymi się nowymi potrzebami klientów.

Chcąc zapewnić klientom usługi o potwierdzonej wysokiej jakości, a także spełniając potrzeby w zakresie organizacji i zarządzania, INNOW wdrożyło, stosuje i rozwija system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. System, certyfikowany przez TÜV NORD obejmuje swym zakresem: doradztwo, projektowanie, produkcja, sprzedaż i przystosowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Produkcja INNOW obejmuje działy:

1. Wyposażenia jednostek służby zdrowia i gabinetów lekarskich
– w tym meble medyczne: kozetki, stoły i fotele zabiegowe, transportowe, parawany, etc.
2. Urządzenia i pomoce rehabilitacyjne
– w tym: stoły rehabilitacyjne, do masażu, fotele rehabilitacyjne, etc.
3. Wyposażenie do kąpiel pacjentów
– w tym: wózki kąpielowe, krzesła i siodełka prysznicowe, oporęczowanie WC i łazienek, etc.

TÜV NORD

CERTYFIKAT

dot. Systemu Zarządzania wg
PN-EN ISO 9001

Wytwórca i posiadacz: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. siedziba i biuro w Katowicach

INNOW
ul. Ustrońska 8, PL, I-40-763 Katowice



Wzrost systemu zarządzania zgodny z przepisami w sprawie:

Doradztwo, projektowanie, produkcja, sprzedaż oraz przystosowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Wzrost systemu zgodny z: AENOR 9001:2008

Posiada licencję nr: 41765003

Planowa ważność: 2012

Autentyczny

Wzrost systemu zgodny z: PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikacja została przeprowadzona przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w oparciu o dane i informacje dostarczone przez Wytwórcę

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Rydyżowska 22

40-604 Katowice

www.tuvnord.pl



Salon firmowy:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel. +48 32 252 67 56
salon@innow.pl



Katowice - Ligota



www.innow.pl