

Viro2 CleanSystem

Urządzenie do dekontaminacji roztworem H₂O₂

Opis produktu

Viro2 CleanSystem to urządzenie do bezpiecznej i skutecznej dekontaminacji pomieszczeń roztworem nadtlenku wodoru (H₂O₂) w postaci suchej mgły. Umożliwia dekontaminację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, sprzętem medycznym i urządzeniami elektronicznymi. Lekkie, przenośne urządzenie przeznaczone do użytku szpitalnego, w salach operacyjnych, salach chorych, laboratoriach, DPS'ach, gabinetach lekarskich, ambulansach. Działa skutecznie przeciw wirusom, w tym Covid 19, bakteriom, grzybom, prątkom i innym drobnoustrojom dzięki zastosowaniu środków serii NT-OXY. Wyrób medyczny zgodny z EC 93/42 Klasy I.

Specyfikacja

- Wymiary: 430x420x380 mm
- Waga: 7,1 kg
- Obszar działania do 4000 m³
- Stężenie: 0,5-5 ml/m³, na Covid 19 stężenie 5 ml/m³
- Wielkość cząstek: <5 μm gwarantuje równomierne nasycenie pomieszczenia
- Czas procesu : 1 h
- Prędkość zamgławiania: 2 super wydajne turbiny 80 m/sec
- Wyjście USB, pełna identyfikacja oraz zapis daty, czasu procesu i osób
- Łatwe programowanie parametrów procesu, wyświetlacz LCD
- Automatyczne zakończenie procesu, regulowane opóźnienie rozpoczęcia procesu
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach o pojemności 1 litr serii NT-OXY dostępny w stężeniu 3%, 6% oraz 12% H₂O₂
- Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie 2 butelek w celu zapewnienia zwiększenia obszaru działania
- Skuteczność działania potwierdzona badaniami niezależnych jednostek
- Kontrola skuteczności procesu metodą ATP oraz testami BI
- Autoryzowany zespół serwisowy na terenie Polski.
- Normy ISO 13485:2016;EN 60601-1-2:2013/2015;CE

Kraj pochodzenia

Włochy (UE)



dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu