

Grupa Stieglmeyer jest producentem wysokiej jakości produktów szpitalnych i pielęgnacyjnych do kompleksowych, codziennych zastosowań w medycynie. Nasze łóżka i meble znajdują zastosowanie w klinikach, placówkach opieki zdrowotnej oraz w opiece domowej.



Nasze produkty przyczyniają się do poprawy zdrowia i znacząco wpływają na postęp w leczeniu. Podnoszą jakość życia osób wymagających opieki i zwiększają poziom ich dobrego samopoczucia przez komfort i bezpieczeństwo. Nasze komfortowe łóżka dla klientów prywatnych spełniają najwyższe wymagania w zakresie indywidualności i wzornictwa.

## Meble medyczne

Podstawa wyposażenia gabinetów lekarskich  
i oddziałów szpitalnych

Clinic | Care | Homecare | Assist

ŁÓŻKA SZPITALNE | ŁÓŻKA DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE  
WÓZKI TRANSPORTOWE | STOŁY I FOTELE DO BADAŃ | MATERACE | AKCESORIA


**Poland / Polska**  
Stieglmeyer Sp. z o.o.  
86-212 Stalno, Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
E-Mail [info.stalno@stieglmeyer.pl](mailto:info.stalno@stieglmeyer.pl)

[www.stieglmeyer.pl](http://www.stieglmeyer.pl)

### Stolik zabiegowy SPZ-07




Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie wymiowane nierdzewne tace, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.



### Stolik zabiegowy SPZ-08




Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie wymiowane nierdzewne tace, wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.



### Wielofunkcyjny wózek odziałowy WZ-01




Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, wymiowana nierdzewna taca, wymiowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.




### Wielofunkcyjny wózek odziałowy WZ-03



Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, wymiowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.




### Szafa lekarska SL-01



Szafa wykonana z blachy czarnej, lakierowanej proszkowo, drzwi szafy posiadają przeszklenie proszkowe, szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach wykończonych uchwytem klamkowym, szafa wyposażona jest w cztery półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

### Szafa lekarska SL-02




Szafa wykonana z blachy czarnej, lakierowanej proszkowo, drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach wykończonych uchwytem klamkowym, szafa wyposażona jest w cztery półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

### Stolik zabiegowy SM-35




Metalowy szkielet chromowany, dwa nierdzewne blaty, dwie uchylne miski tworzywowe, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.



### Wózek do rozwożenia leków SM-33




Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, cztery przenośne nierdzewne tace, tworzywowe przegródki na 120 leków, uchylna miska tworzywowa, cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą.



### Parawany P-01, P-02




Dostępne w wersji na kółkach (P-01) lub na stopkach (P-02), metalowy szkielet lakierowany proszkowo, zasłona z tkaniny bawełnianej, możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków. Tkanina dostępna w kolorach: biały, turkus i niebieski.




### Taborety obrotowe TO-02, TS-02



Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, śrubowana regulacja wysokości siedziska, siedzisko metalowe (TS-02) lub tapicerowane (TO-02), możliwość wyboru koloru tapicerki.




### Szafa lekarska SL-03



Szafa wykonana z blachy czarnej, lakierowanej proszkowo, drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach wykończonych uchwytem klamkowym, szafa wyposażona jest w cztery półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

### Stojak do kroplówki SK-01, SK-02



Podstawa pięcioramienna lakierowana proszkowo, wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości, dostępne w wersji na kółkach (SK-01) lub na stopkach (SK-02), pięć antystatycznych kółek jezdnych, w tym dwa z hamulcem (SK-01).