



NEO Plus Sp. z o.o.

ul. Wierzejska 94 lok. 12; 97-300 Piotrków Tryb; tel.: 44616 72 99; biuro@neoplus.com.pl

NIP 7712889002 KRS 0000659039

specjalistyczny system przeciwodleżynowy do inkubatorów i łóżeczek dziecięcych:

Materac: trzysekcyjny, zmiennociśnieniowy, dopasowany wymiarami do inkubatorów, dodatkowe dwa podkłady z pianki „z pamięcią” tzw. VISCO (wierzchni i spodni) w integralnym pokrowcu z materiału LubriMED o właściwościach „oddychających”.

Zewnętrzny pokrowiec materaca wykonany z materiału membranowego, zatrzymującego zanieczyszczenia, może być poddawany gotowaniu i suszeniu termicznemu.

Pokrowiec na przewody pneumatyczne do połączenia z pompą.



Materac do inkubatora (wym. 75cm x 48cm)

W zestawie pompa przeciwodleżynowa – z elektronicznym systemem kontrolnym, ultra niskociśnieniowa, wyposażona w kolorowy wyświetlacz LCD, intuicyjna w obsłudze, interfejs w j. polskim. Podczas pracy bardzo cicha. Poziom dźwięku maks.: 20 dBA. Dodatkowo dwa filtry antybakteryjne.

Materace dla noworodków oraz dzieci okresowo lub trwale unieruchomionych



Materac do łóżeczek dziecięcych (128cm x 65cm x 10cm)

Materac: trzysekcyjny, zmiennociśnieniowy dopasowany wymiarami do łóżeczek dziecięcych, konstrukcja materaca, w zależności od potrzeb, pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych, pokrowiec materaca zapinany na zamek błyskawiczny, pokrowiec wykonany z materiału membranowego, zatrzymującego zanieczyszczenia, może być poddawany gotowaniu i suszeniu termicznemu. Dodatkowo pokrowiec na przewody pneumatyczne do połączenia z pompą.

Materac musi być układany na spodnim – szpitalnym materacu gąbkowym.



NEO Plus Sp. z o.o.

ul. Wierzejska 94 lok. 12; 97-300 Piotrków Tryb; tel.: 44616 72 99; biuro@neoplus.com.pl

NIP 7712889002 KRS 0000659039