



GOLEM

Fotel Porodowy - GOLEM Birth Table

Wyposażenie standardowe:

- schodek pacjentki nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- segment nożny dokładany manualnie szt 1;
- uchylna miska szt 1;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia 1 para;
- listwa do montażu wyposażenia na segmencie pleców 1 para;
- podpórki pod ręce pacjentki z uchwytem na listwę (demontowalne) 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela wyposażone w rzepy mocujące 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym za segmentem pleców szt 1;
- kółka z indywidualną blokadą hamulcami ;
- regulacja funkcji elek-mech uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego;
- regulacja segmentu głowy +/-30° za pomocą przycisku sprężyny gazowej;
- pozostałe wyposażenie fotela: podpórka infuzyjna ręki szt 1, stojak kroplówki szt 1;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;



Ustawienia :

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
GOLEM Birth Table	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- akumulator z możliwością ładowania ;