




**bertzmedical**



## Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego ulrich CT motion

**Sterylny wężyk pacjenta stanowiący połączenie pomiędzy wężykiem pompy a pacjentem.**

- posiada wbudowane dwa zawory zwrotne, które uniemożliwiają cofanie się płynów
- zakończony jest złączem luer lock
- szczelność ciśnieniowa: maksymalnie 20 bar
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP)



Wężyk występuje w trzech wariantach:

- nr kat. XD2035 – długość 150 cm – objętość wężyka: 7,5 ml.
- nr kat. XD2040 – długość 250 cm – objętość wężyka: 12,5 ml.
- nr kat. XD2045 – długość 320 cm – objętość wężyka: 16,0 ml.

**Wyłączny dystrybutor w Polsce:**

**Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.**

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: [biuro@bertzmedical.pl](mailto:biuro@bertzmedical.pl)

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

[www.bertzmedical.pl](http://www.bertzmedical.pl)

