



bertzmedical



Wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego ulrich XD200x

Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi.

- osiada możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków.
- zawiera filtr cząsteczkowy.
- czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji.
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP).
- objętość wężyka: 17,3 ml. Szczelność ciśnieniowa: maksymalnie 20 bar.

Ulrich
medical



Numer katalogowy: XD2020.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: biuro@bertzmedical.pl

