

Type SECULIFE	PS200	PS300	BP PRO (NIBP)
Wyświetlacz	LCD graficzny 128 x 64 punktów	LCD graficzny 128 x 64 punktów	LCD graficzny 128 x 64 punktów
Podświetlenie	Tak	Tak	Tak
Test ciągłości	Tak	Tak	Nie
RS 232	Tak	Tak	Tak
Baterie	2 x 9 V	2 x 9 V	6 x 1.5 V
Zasilacz zewnętrzny	Tak	Tak	Tak
EKG NSR	Tak	Tak	Tak
Porty pacjenta	10	10	10
Tempo	7	17	4
Amplituda	4	19	1
Tryb	Dorosły	Dorosły + dziecko	Dorosły, noworodkowy, nadciśnienie, hipotensja
Przebieg rozrusznika	Nie	19	Nie
EKG	Tak	Tak	Tak
Przebiegi funkcyjne sinus	8	8	3
Przebiegi funkcyjne kwadrat	2	2	2
Przebiegi funkcyjne trójkąt	1	2	1
Przebiegi funkcyjne impuls	–	3	–
Oddech	Tak	Tak	Tak
Tempo	8	8	4
Impedancja bazowa	2	4	1
Delta impedancji	6	6	1
Stymulator serca	Nie	Nie	Tak
Arytmia	12	49	6
Ciśnienie krwi	1	2	1
Temperatura	YSI 400/700 – 0,24,30,37,40°C		
NIPB	Nie	Nie	Tak
Tempo	–	–	80, 94 BPM
Ciśnienie wyjściowe	–	–	± 500 mm Hg
Symulacja SPO2	z Seculife OX		
Płód/matka	Tak	Opcja	Nie
Symulacja rzutu serca	Nie	Opcja	Nie
Tryb treningowy	Nie	Tak	Nie
Test ciągłości	Nie	Nie	Tak
Ciśnieniomierz	Nie	Nie	Tak
Wymiary (cm)	21.9 x 11.3	21.9 x 11.3	17.8 x 12.7
	x 4.1	x 4.1	x 10.2
Waga (kg)	0.908	0.908	1.4