

Labonord

Kasetki histopatologiczne

Kasetka histopatologiczna - MICROTWIN

nr referencyjny 138745



Nr katalogowy 13874556



13874553



13874550


Pakowane po 100 sztuk. Wyprzedaż stanów magazynowych.

Kasetki biopsyjne z przykrywkami i polem do opisu do zatapiania bardzo drobnych preparatów histopatologicznych, z dwiema wydzielonymi kieszonkami na materiał badawczy. Kasetka odporna na związki chemiczne. Otwory w kasetce – 0,35mm- w sumie 484 otwory na denku

Dostępne w kolorach: białym (15op), żółtym (45op), pomarańczowym (48op) i lawendowym (15op).

Kasetka histopatologiczna

nr referencyjny 138748



Nr katalogowy 13874843

13874846

Pakowane po 100 sztuk. Wyprzedaż stanów magazynowych.

Kasetki histopatologiczne do zatapiania bloczków parafinowych z przykrywkami. Otwory podłużne – standard, o wymiarach 1mm na 5mm - w sumie 64 na denku. Kasetka odporna na związki chemiczne. Miejsce do opisu wygodnie umieszczone pod kątem 45°.

W wersji z mocowanym wieczkiem dostępne w kolorach: białym (40 op), pomarańczowym (65op) i żółtym (20op.)

W wersji z nie mocowanym wieczkiem dostępne w kolorach: zielonym (20op), różowym (15op), żółtym (95op), niebieskim (20op) i czerwonym (20op).

Kasetka histopatologiczna nr referencyjny 138749



Kasetka histopatologiczna
Nr katalogowy 13874902

13874903

13874907

Pakowane po 100 sztuk - dostępność po 40 opakowań każdy kolor. Wyprzedaż stanów magazynowych. Kasetki histopatologiczne do zatapiania preparatów bez wieczka. Przystosowane do pracy ze standardowymi, metalowymi wieczkami. Kasetka odporna na związki chemiczne. Z małymi okrągłymi otworami o śr. 2mm - w sumie 34 otwory na denku. Miejsce do opisu wygodnie umieszczone pod kątem 45°. Dostępne w kolorach: różowym, żółtym i czerwonym.

Kasetka histopatologiczna ULTRA-BIOPS nr referencyjny 138740



Nr katalogowy :13874086

13874083

13874084

Kasetki biopsyjne do zatapiania bardzo drobnych preparatów. Zamykane, z oddzielnym wieczkiem mocowanym na zawiasach, z małymi kwadratowymi otworami o śr. 1mm - w sumie 168 otwory na denku. Miejsce do opisu wygodnie umieszczone pod kątem 45°.

Pakowane po 100szt, w pudełku z podajnikiem. Wyprzedaż stanów magazynowych.

Dostępne w wersji z wieczkiem w kolorze: białym (75op), czerwonym (60op), lawendowym (30), pomarańczowym (80op), zielonym (30op), żółtym (140op), różowym (15op), niebieskim (60op)

Dostępne w wersji bez wieczka w kolorze: lawendowym (40), pomarańczowym (40op), zielonym (10op), żółtym (35op), niebieskim (20op).