

AKCESORIA DO ENDOSKOPÓW

ESG-300: niezwykła prostota

Firma Olympus opracowała generator elektrochirurgiczny ESG-300, który odpowiada na potrzeby specjalistów przeprowadzających zabiegi endoskopowe oraz pozwala uniknąć nadmiernej złożoności, jaka cechuje generatory wielofunkcyjne. Urządzenie oferuje tryby dla wszystkich najważniejszych zabiegów endoskopowych, a do jego obsługi wystarczy proste naciśnięcie przycisku.

Użycie generatora ESG-300 z nowym urządzeniem do argonowej koagulacji plazmowej (APU-300) umożliwia zaawansowaną, powierzchniową hemostazę. Tryb SmartArgon wykrywa odległość od tkanki i automatycznie dostosowuje moc. W zależności od tkanki docelowej dostępne są różne rodzaje sond – boczne, osiowe i promieniowe.



Systen ESG-300



- Kompleksowy system elektrochirurgiczny całkowicie dostosowany do wymagań osób przeprowadzających zabiegi endoskopowe
- Zestaw zawiera generator, urządzenie do argonowej koagulacji plazmowej, wózek i akcesoriami
- Intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją obsługi dotykowej umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne wprowadzanie ustawień
- Bezprzewodowy przełącznik nożny ułatwia włączanie zasilania oraz umożliwia wygodne przełączanie między ustawieniami zabiegów
- Funkcja argonowej koagulacji plazmowej: tryb SmartArgon automatycznie dostosowuje moc do odległości od tkanki

Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Opis	Do użycia z
A ESG-300	WA90003W	1	Generator elektrochirurgiczny	
B APU-300	WA90004W	1	Urządzenie do argonowej koagulacji plazmowej	ESG-300
C Bezprzewodowy przełącznik nożny	WA94034W	1	W zestawie z odbiornikiem i ładowarką	ESG-300
D Przewodowy przełącznik nożny	WA94033C	1	Przewód 4 m	ESG-300
E TC-E300	K10026806	1	Wózek systemowy	ESG-300
F MAJ-860	A02915A	1	Aktywny przewód do narzędzi EndoTherapy, 8 mm	ESG-300
G Przewód do elektrody pacjenta	WA99510A	1	Przewód 4,5 m	ESG-300
Reduktor ciśnienia	WA94041A	1	DIN 477-6, Europa Centralna i Południowa	APU-300
Reduktor ciśnienia	WA94042A	1	DIN 477-10, Europa Północna	APU-300
Reduktor ciśnienia	WA94043A	1	CGA nr 580, Włochy	APU-300
Reduktor ciśnienia	WA94044A	1	BS 342 nr 3, Wielka Brytania	APU-300
Przewód zasilający	WA95621A	1	4,5 m, z kątową wtyczką, typ UE	ESG-300 / APU-300
Przewód zasilający	WA95623A	1	4,5 m, z kątową wtyczką, typ UK	ESG-300/APU-300