

Monitor medyczny 32" na salę operacyjną.

Dane techniczne:

- Przekątna monitora 32"
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD)
- wyświetlanie obrazów kolorowych: tak
- tryb pracy: zgodny z DICOM
- wskaźnik jasności: 450 cd/m²)
- wskaźnik kontrastu: 1300:1
- front: bryzgo i pyłoszczelny
- Klasa obudowy: IP65
- obudowa - do zawieszenia na ścianie
- wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM
- kąt widzenia 178°/178°,
- czas reakcji matrycy 8 ms
- szyba z 8-krotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych
- Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych: TAK
- sygnały wejściowe/wyjściowe: BNC, Component, Composite, S-Video, D-Sub 15, in/out DVI-D (z HDCP); HDMI
- Normy:
 - PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo wyrobów medycznych)
 - PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna)
- Certyfikat CE



Obudowa przeznaczona jest do zawieszenia na ścianie

Bardzo dobre parametry tego modelu monitora wielkoformatowego sprawiają, że to urządzenie świetnie spełnia swoje zadanie w każdej placówce służby zdrowia. Najwyższe wskaźniki jasności i kontrastu uwydatniają nawet najmniejsze zmiany, jakie można dostrzec na zdjęciu rentgenowskim. Kolejną zaletą tego monitora wielkoformatowego jest nowoczesna obudowa, która sprawia, że aparat uatrakcyjnia wnętrze gabinetu, a do tego jest szczelny i bez problemu można przeprowadzać jego dezynfekcję.