

# *DICO*<sup>®</sup>

(PACS, HIS)



**STACJE PRZEGLĄDOWE  
CYFROWYCH I ANALOGOWYCH OBRAZÓW MEDYCZNYCH**

# STACJE PRZEGLĄDOWE CYFROWYCH I ANALOGOWYCH OBRAZÓW MEDYCZNYCH (PACS, HIS) „NEGATOSKOPIY CYFROWE”

dla bloków operacyjnych, klinik, oddziałów szpitalnych, przychodni itp.



Zintegrowana stacja CD/DVD

Szyba osłaniająca ekran monitora wykonana jest ze specjalnego szkła z powłoką antyrefleksyjną, 8-krotnie redukującą niepożądane efekty świetlne

Wysokiej klasy monitory medyczne EIZO o przekątnej ekranu min. 21" i rozdzielczości min. 2 MP, zgodne z DICOM-CL. Opcjonalnie monitory o większych przekątnych ekranu (24"; 30"; 40"; 47"; 56")



Wysokiej klasy system komputerowy (gwarantujący najwyższą niezawodność i wydajność)



2 gniazda USB zabezpieczone przed zalaniem



Zewnętrzna stacja CD/DVD dla wersji do zabudowy



Łatwa do dezynfekcji, składana medyczna klawiatura podfiołowa zintegrowana z touchpad'em, z powłoką antybakteryjną (dostarczana również jako oddzielny wyrób).

Wysokiej klasy negatoskop z czterema żaluzjami - kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji (opis bez olśnień bocznych) umożliwia lepsze i dokładniejsze rozróżnianie detali i dostrzeganie subtelnych różnic kontrastów analogowych zdjęć Rtg. Opcjonalnie - negatoskop bez żaluzji.


Wersja do zabudowy



Wersja ścienna lub stojąca



Wersja na statywie jezdnym



Różnorodność konfiguracji umożliwia dopasowanie stacji do indywidualnych potrzeb użytkownika:

DICO 1M	1 monitor		DICO 2M/1B	2 monitory negatoskop do 1 błony	
DICO 2M	2 monitory		DICO 1M/2B	1 monitor negatoskop do 2 błon	
DICO 1M/1B	1 monitor negatoskop do 1 błony		DICO 2M/2B	2 monitory negatoskop do 2 błon	



DiCO 1M (30")



DiCO 1M (21")



DiCO 1M (40")



DiCO 1M (21")



DiCO 2M (56"/17")



- 2 x USB
- HD SDI (IN)
- COMPOSITE (IN)
- S-VIDEO (IN)
- HDMI (IN)
- VGA (IN)



DiCO 1M (47")



**ULTRA VIOL sp.j.**

34 Stepowizna, 95-100 Zgierz, POLAND

tel. (+48 42) 717 11 76, 717 19 59

tel. (+48 42) 715 00 92, 715 20 95

fax: (+48 42) 715 02 16

e-mail: [biuro@ultraviol.pl](mailto:biuro@ultraviol.pl)

[www.ultraviol.pl](http://www.ultraviol.pl)