

O firmie

Firma **PLASPOL** Sp. z o.o. powstała w 2001 r. posiada wieloletnią tradycję w produkcji detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku.

Firma **Plaspol** była jednym z pionierów wprowadzenia na rynek pojemników na odpady medyczne. Dzisiejsza ilość asortymentu modeli pojemników na odpady medyczne oraz wielkość produkcji stawia nas na czele największych producentów w kraju. Stałe podnoszenie jakości usług pozwoliło nam ugruntować naszą pozycję na rynku oraz zdobyć zaufanie największych instytucji handlowych branży medycznej w kraju.

Produkujemy między innymi:

- pojemniki na odpady medyczne
- artykuły AGD (różnego rodzaju miski i wiadra).

Usługi wtryskowe

Najwyższej jakości wtryskarki pozwalają nam na świadczenie usług wtryskowych na najwyższym poziomie w tym wtryski z gazem.

Oferujemy usługi na wtryskarkach polegające na produkcji detali na powierzonych przez kontrahentów formach wtryskowych i przy użyciu powierzonego materiału.

Ponadto świadczymy usługi na wtryskarkach polegające na produkcji detali na powierzonych przez kontrahentów formach wtryskowych.

Dzięki zewnętrznym firmom transportowym możemy szybko dostarczyć produkowane wyroby bezpośrednio do odbiorców.

Naszym najwyższym priorytetem jest jakość wykonywanych produktów.

Nowoczesne urządzenia stosowane w procesie produkcji zapewniają wysoką jakość i powtarzalność produkowanych wyrobów oraz wysoką wydajność.

Dzięki konkurencyjnym warunkom, wysokim kwalifikacjom pracowników oraz szybkiej realizacji zamówień, pozyskaliśmy zaufanie klientów.

*Pokrywa wrzutowa pojemników od 1 L do 10 L
Wzór zastrzeżony*



Producent pojemników na odpady medyczne



Poleca także:

- artykuły AGD z tworzyw sztucznych
- usługi wtryskowe

Plaspol Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 85/87
42-229 Częstochowa
e-mail: biuro@plaspol.pl
www.plaspol.pl

Producent pojemników na odpady medyczne



Pojemnik 0,2 L [®] Wzór zastrzeżony



Mechanizm wrzutowy pojemnika na igły

Pokrywa wrzutowa pojemnika na igły

Przykłady pojemników

Pokrywa wrzutowa pojemnika



Pojemnik 0,7 L [®] Wzór zastrzeżony

Rodzaje pojemników

- Pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH świadczący m.in. o odporności na przebicia igieł, jak również odporności na środki chemiczne.
- Są w żółtym lub czerwonym kolorze w zależności od rodzaju zbieranych do nich odpadów.
- Zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkownika.



Wymiary pojemników


- Średnica dla pojemnika 0,2 l wynosi 8 mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki.
- Średnica dla pojemnika 0,7 l wynosi 40 mm, z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki.

Pojemność (litry)	Wysokość (mm)	Średnica górna/dolna (mm)	Otwór wrzutowy średnica (mm)
0,2	130	Owal 85-27/75-25	8
0,7	120	Owal 100/95	40
1	120	120/110	90
2	220	120/105	90
3,5	130	230/200	90
5	190	230/200	90
10	245	280/235	90
20	300	350/300	120



Oznaczenie ostrzegawcze o materiałach zakaźnych

Etykietowanie



Przykładowa etykieta na pojemnik 2 L




Pojemniki 1 L / 2 L



Pojemniki 3,5 L / 5 L



Pojemniki 10 L / 20 L



Pokrywa wrzutowa pojemników 1 L/2 L/3,5 L/5 L/10 L

