



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4b
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Fotel do pobierania krwi FL-1

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Całkowita długość: | 780 mm |
| Całkowita szerokość: | 800 mm |
| Całkowita wysokość: | 1120/1280 mm |
| Szerokość podstawy: | 655 mm |
| Długość podstawy: | 730 mm |
| Dopuszczalne obciążenie: | 120 kg |
| Regulacja oparcia pleców | 30° |

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Świadectwo Wolnej Sprzedaży, Deklaracja zgodności.

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Zaglówek, podłokietnik zintegrowany z oparciem, wspornik podłokietników, siedzisko, oparcie, rama stanowiska. Możliwość zamontowania dodatkowej półki

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 4b, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485