



Monitory pacjenta



# IntelliVue MP2

Łatwy w użyciu, wyjątkowo kompaktowy monitor pacjenta

# Dostatecznie mały, aby go nosić.

Philips stworzył dla Państwa monitor będący spełnieniem wszelkich oczekiwań stawianych monitorom transportowym. IntelliVue MP2 jest zadziwiająco lekkim, wszechstronnym i odpornym monitorem transportowym, który jest również niesłychanie prosty w obsłudze. Jest niedrogi, małych wymiarów i oferuje wielkie możliwości.

Co więcej, jest on produktem marki Philips, co gwarantuje najwyższą światową jakość, nowatorski projekt i zaufane technologie, które pozwolą Państwu łatwiej skoncentrować się na pacjencie a nie tracić czas na obsługę monitora.

## **Możliwości, które zaspokajają potrzeby kliniczne**

Teraz przewiezenie pacjenta z punktu A do punktu B jest tak proste, jak nigdy dotąd, gdyż nasz monitor zapewnia najprostsz sposób monitorowania pacjentów podczas transportu. Uniwersalny ekran można skonfigurować pod kątem potrzeb otoczenia; może on wyświetlić nawet 3 krzywe. System posiada demontowalny akumulator, pozwalający na 3 godziny pracy.

IntelliVue MP2 jest na tyle kompaktowy, że na niektórych oddziałach może być noszony przez pacjentów, dając im swobodę ruchu a lekarzom swobodę wyboru.

## **Pełna gama najlepszych pomiarów**

Nasz monitor posiada ostry kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,5 cala i pozwala na prowadzenie nieprzerwanej, elektronicznej rejestracji EKG, SpO<sub>2</sub> i NBP.

## **Dbalność o zasoby środowiska**

Monitor IntelliVue MP2 jest flagowym produktem Philips Green Flagship, spełniającym wymagania rygorystycznych norm ochrony środowiska odnośnie produkcji i eksploatacji.



Dostatecznie duży,  
aby mógł zabrać Cię wszędzie.



## IntelliVue MP2 – łatwiejsze monitorowanie zawsze i wszędzie



Philips oferuje szeroką gamę materiałów zużywalnych, w tym mankiety NBP, czujniki SpO<sub>2</sub> i duży wybór kabli i odprowadzeń, które spełnią każde potrzeby.

M8102A MP2

Więcej informacji na ten temat, odwiedź: [www.medical.philips.com/IntelliVueMP2](http://www.medical.philips.com/IntelliVueMP2)



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips Medical Systems Nederland B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i(lub) zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z wykorzystania tej publikacji.

Philips Medical Systems stanowi część Royal Philips Electronics

[www.medical.philips.com](http://www.medical.philips.com)  
[medical@philips.com](mailto:medical@philips.com)  
fax: +31 40 27 64 887

Wydrukowano w Holandii  
4522 962 25561/862  
\* PAŻ 2007

Philips Medical Systems  
Global Information Center  
P.O. Box 1286  
5602 BG Eindhoven  
Holandia

PHILIPS Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 195B  
02-222 Warszawa  
tel.: +48 22 5710489  
fax: +48 22 5710499  
mail: [cmsmedical@philips.com](mailto:cmsmedical@philips.com)