

MEDUCORE EASY

AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR
ZEWNETRZNY



Zarówno laicy jak i profesjonalne służby medyczne są pod wrażeniem konstrukcji **MEDUCORE Easy**. Jego unikatowa budowa pozwala ratownikowi skoncentrować się na pacjencie i zachować spokój w sytuacjach „emergency”.

Główne zalety:

- Przewodnik użytkownika (optyczny i akustyczny oraz komunikaty głosowe w języku polskim)
- Automatyczna analiza EKG oraz decyzja o defibrylacji
- Defibrylacja na żądanie (przycisk)
- Automatyczna dokumentacja zdarzeń
- Regularny test samokontroli

Dlaczego MEDUCORE Easy jest taki łatwy w obsłudze?

Maksymalna redukcja zbędnych elementów:

Automatyczne włączenie defibrylatora przez otwarcie pokrywy

Zasada alarmów (czerwony/zielony) - jasna, przejrzysta, jednoznaczna i łatwa do rozpoznania

Generowanie szoku za pomocą jednego, wyraźnie oznaczonego przycisku

Elektrody zawsze pod ręką umieszczone pod pokrywą defibrylatora

Przewodnik głosowy automatycznie dopasowujący się do poziomu hałasu otoczenia

Dokładny opis zakładania elektrod

Podłączone elektrody, oszczędność czasu podczas reanimacji!

Nr kat. WM 41905



Elektrody umieszczone w defibrylatorze



Uchwyt transportowy



Natychmiastowa gotowość do pracy:

- Automatyczny codzienny autotest, gwarantujący gotowość urządzenia do pracy
- Bezserwisowe, baterie wielokrotnego użytku utrzymujące moc w pełnej gotowości przez okres 5 lat
- Elektrody działające przez 30 miesięcy od daty produkcji
- Wyświetlacz pokazujący status urządzenia (gotowość, konieczność wymiany baterii/błąd urządzenia, serwis)

Urządzenie dostarczane w komplecie gotowym do pracy z 2 kpl. elektrod, nożyczkami, jednorazową gólką i maseczką do sztucznego oddychania.

Dodatkowo dostępne w opcji:

torba transportowa i/lub uchwyt transportowy wg normy EN 1789 do ambulansów, uchwyt do zamocowania na ścianie w budynkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przechowywanie i transport:

0°C - 50°C
-20°C do + 60°C (limitowany do max. 2 tygodni)
-30°C do + 60°C (bez baterii i elektrod)

Klasa ochrony:

IE 529:IPX4 EMV: EN60601-1-2, EN 55011, EN 55014-1

Wymiary i waga:

Szerokość: 240 mm
Wysokość: 93 mm
Głębokość: 240 mm (łącznie z rączką)
Waga: 2,6 kg z baterią i elektrodami



MEDUCORE EASY

ZESTAW TRENINGOWY



Medicore TRAINER umożliwia sprawne i skuteczne przeprowadzenie szkoleń z zakresu BLS-AED. Wygląd defibrylatora treningowego jest identyczny jak w przypadku defibrylatora ratowniczego MEDUCORE EASY. Oprogramowanie zawiera osiem scenariuszy symulujących różne akcje ratownicze, w tym trzy z nich można programować samodzielnie. W zestawie treningowym znajduje się pilot umożliwiający zdalne sterowanie, w tym przechodzenie do poszczególnych scenariuszy, symulowanie odpowiednich rytmów pracy serca, właściwe lub niewłaściwe podłączenie elektrod oraz wykonywanie przerw w celu skomentowania i ewentualnej weryfikacji wykonywanych czynności. Scenariusze symulowane w czasie szkolenia są dostosowane do aktualnych wytycznych BLS-AED obowiązujących w ratownictwie medycznym.

Trenuj realistycznie

- Bezprzewodowy pilot (optymalny) z zasięgiem do 10 m pozwala na działanie w każdej sytuacji treningowej
- Osiem scenariuszy realnych sytuacji ratowniczych, trzy z nich można programować
- Uptywający czas treningu jest pokazywany na wyświetlaczu umieszczonym w pilocie

Oszczędność kosztów z MEDUCORE TRAINER

- Oszczędność kosztów dzięki bateriom nadającym się do ponownego ładowania
- Elektrody treningowe wielokrotnego użytku

Zestaw treningowy zawiera:

- Defibrylator treningowy
- Bateria wielokrotnego ładowania
- Ładowarka
- 2 pary elektrod treningowych
- Pilot do zdalnego sterowania



Trenuj realistycznie.



Nr WM 41980

