

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

RESPIRATORY TRANSPORTOWE

Producent
Informacje ogólne
Respirator transportowy z możliwością stosowania w oddziałach szpitalnych i pojazdach mechanicznych, przeznaczony dla różnych grup wiekowych
Możliwość wykorzystywania i montażu respiratora wraz z wyposażeniem w pojazdach mechanicznych (ambulance, śmigłowce itp.)
Możliwość pracy zestawu w środowisku rezonansu magnetycznego
Aparat wyposażony w manometr oraz zastawkę ciśnieniową z możliwością regulacji
Regulacja objętości minutowej [l/min]
Regulacja częstości oddechowej [liczba oddechów/min]
Tryby wentylacji
Wentylacja kontrolowana
Wentylacja wspomagana
Inne tryby wentylacji
Alarmy
Alarmy: dźwiękowe i optyczne
Alarm zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia wentylacji
Alarm wyczerpania baterii
Inne wyżej niewymienione
Wyposażenie
Płuco testowe
Przewód do zasilania respiratora z centralnej instalacji
Butla tlenowa z reduktorem
Przewód pacjenta z zaworem i maską
Walizka lub torba transportowa oraz uchwyt transportowo-montażowy do przenoszenia i instalacji respiratora wraz z wyposażeniem na ramie łóżka szpitalnego
Inne wyżej niewymienione
Dane teleadresowe



MEDUMAT Standard A

WEINMANN
Tak
Tak
Nie
Tak
Regulacja objętości minutowej [3-20 l/min]
Regulacja częstości oddechowej [5-40 oddechów/min]
Wentylacja kontrolowana CMV/IPPV
Wentylacja wspomagana SIMV
Nie
Tak
Tak
Tak
Alarm niskiego ciśnienia zasilania tlenem, alarm braku oddechu spontanicznego w trybie SIMV.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, opcjonalnie opakowanie transportowe zintegrowane z butlą i akcesoriami wraz z mocowaniem ściennym do ambulansu zgodnym z PN EN 1789
<ul style="list-style-type: none"> Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy I:E - 1:1,67 automatycznie regulowany przez sterownik Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych 20-60 mbar Możliwość wyposażenia respiratora w moduły z funkcją inhalacji, CPAP, PEEP, kapnometr Możliwość wyposażenia respiratora w bezpieczne opakowanie transportowe związane z użytkowaniem w ambulansie (zgodność z normą PN EN 1789) Waga respiratora: 1,1 kg Kraj pochodzenia – Niemcy Autoryzowany serwis na terenie Polski Dotychczasowi użytkownicy: ambulance pogotowia ratunkowe; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; oddziały szpitalne
MEDLINE Sp. z o.o. 65-410 Zielona Góra ul. Fabryczna 17 tel. 68 327 15 66, fax 68 325 73 01 e-mail: medline@medline.pl www.medline.pl



MEDUMAT TRANSPORT

WEINMANN
Tak
Tak
Nie
Tak
Regulacja objętości minutowej [0-120 l/min]
Regulacja częstości oddechowej [0-60 oddechów/min]
Wentylacja kontrolowana: <ul style="list-style-type: none"> objętościowo IPPV, S-IPPV ciśnieniowo PCV
<ul style="list-style-type: none"> objętościowo: SIMV, PRVC ciśnieniowo: – CPAP + ASB, BiLEVEL
<ul style="list-style-type: none"> Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna z każdym z ww. trybów Wstępne natlenienie (preoksygenacja)
Tak
Tak
Tak
Między innymi: wysokiej i niskiej objętości minutowej; hiperwentylacji; bezdechu; rozłączenia układu oddechowego pacjenta; niskiego i wysokiego EtCO ₂ ; wysokiego ciśnienia PEEP; nieosiągalnej minimalnej objętości oddechowej; niesprawnego czujnika pomiarowego; niskiego/wysokiego ciśnienia źródła zasilania; braku lub rozładowania akumulatora; zbyt niskiej/wysokiej/krytycznej temperatury otoczenia; usterki technicznej respiratora; wysokiego przecieku wdechowy
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, opcjonalnie opakowanie transportowe zintegrowane z butlą i akcesoriami wraz z mocowaniem ściennym do ambulansu zgodnym z PN EN 1789
<ul style="list-style-type: none"> Kolorowy ekran typu TFT 7" z nocnym trybem wyświetlacza Równoległy podgląd krzywej ciśnienia, przepływu i kapnometrii Parametry monitorowane: objętość wdechowa, wdechowa, częstotliwość objętości oddechowa, ciśnienie szczytowe, ciśnienie średnie, ciśnienie plateau, objętości przecieku NIV Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy Objętości oddechu 50-2000 ml I:E regulacja od 4:1 do 1:4 ΔASB od 0 do 30 mbar
Zasilanie: <ul style="list-style-type: none"> bateria – czas pracy 4,5 godz. AC 220 V/ DC 12 V kraj pochodzenia – Niemcy autoryzowany serwis na terenie Polski dotychczasowi użytkownicy: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; oddziały SOR, Anestezjologii i Intensywnej Terapii
MEDLINE Sp. z o.o. 65-410 Zielona Góra ul. Fabryczna 17 tel. 68 327 15 66, fax 68 325 73 01 e-mail: medline@medline.pl www.medline.pl