

KAMERA MIKROSKOPOWA BEZPRZEWODOWA

z przyłączem USB i VGA - 9080865


nt medical
equipment
www.ntmarket.pl

Opis:

Kamera dzięki wysokiej jakości przechwytywanego obrazu oferuje szerokie zastosowanie m.in. w stomatologii, dermatologii, kosmetologii, laryngologii, ginekologii, chirurgii, oraz w innych gałęziach medycyny. Zastosowanie technologii bezprzewodowego przesyłania obrazu umożliwia swobodne i nie ograniczone operowanie kamerą. Kamera umożliwia mikroskopową obserwację trudno dostępnych miejsc. Wysoki stopień higieny zapewniają wymienne jednorazowe końcówki.



Rozdzielczość obrazu: 480 Linii
Ilość klatek na sekundę: 15-30 klatek
Zakres ostrości: 6-25 mm
Interfejs: USB 2.0 i VGA
Kompatybilność: Windows XP, Windows Vista, 7



Przedstawione urządzenia mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

Firma zastrzega sobie prawo do pomyłki i błędów w druku.



Łódź 90-437
Al.Kościuszki 80/82
pok. 315

Informacja handlowa
tel. 790 204 401
tel. 61 278 79 54
fax. 61 278 79 92

www.ntmarket.pl
ntmarket@o2.pl
☀ 11067442
📍 www.ntmarket.pl

Logistyka / Serwis
tel. 790 520 748