

# GOLEM DIA P



## Podstawowe cechy

---

- stała wysokość (500mm)
- nachylenie pleców regulowane manualnie - sprężyna gazowa 0/+900
- segment nośny regulowany manualnie (sprężyna gazowa) 0/-700
- fotel osadzony na przejezdnej podstawie (kółka z blokadą hamulcami)
- fotel wyposażony z stojak płynów infuzyjnych

## Dodatkowe informacje

---

- Gwarancja: 24 miesiące
- Możliwość wyboru kolorystyki z 20 kolorów tapicerki
- Deklaracja zgodności CE
- Instrukcja użytkowania w języku polskim