



mediwatch Plc

Innowacyjne rozwiązania diagnostyczne



Właściwości

- Skan w czasie rzeczywistym i przechwytywanie obrazów
- Proste, intuicyjne oprogramowanie i ekran dotykowy
- Sonda brzuszna 3.5 - 5.0 MHz przeznaczona dla dorosłych i dzieci
- Automatyczna kalkulacja objętości pęcherza
- Zasilanie z sieci lub z ładowalnej baterii

multiscanPVR

Przenośny skaner pęcherza w czasie rzeczywistym

multiscanPVR



Multiscan PVR można zainstalować na stojaku na kółkach lub w systemie urodynamicznym Mediwatch lub łatwo odłączyć od systemu i używać osobno.

Dane techniczne

Wymiary	26,5 cm (W) x 24 cm (S) x 6 cm (G)
Waga	2,1 kg z baterią i sondą
Ekran	kolorowy 8,4 cala SVGA TFT LCD
Częstotliwość sondy	3,5 i 5,0 MHz
Dokładność*	0-699 ml +/-10% +/-20 ml, 700-1500 ml +/-7,5%
Objętość organu*	0-1500 ml
Metoda skanowania	Sektor mechaniczny
Metoda wprowadzania danych	Ekran dotykowy (lub klawiatura/mysz USB)
System operacyjny	Windows XP compact flash
Zasilanie	Ładowalna bateria lub zasilanie zewnętrzne
Czas pracy na baterii	3 godziny
Warunki pracy	8 do 40 stopni C, do 90% wilgotności (20 stopni C)
Warunki środowiskowe	-10 do 40 stopni C
Połączenia	USB i Bluetooth
Znak CE	0843

(*Używany zgodnie z instrukcją i skanowany ekwiwalentny fantom tkanki)



Przenośny skaner pęcherza w czasie rzeczywistym

- Multiscan PVR jest przeznaczony dla pracowników opieki zdrowotnej różnych specjalności
- Idealny do zastosowań ambulatoryjnych wymagających szybkiego i wiarygodnego skanowania pęcherza
- Multiscan PVR jest dostosowany do skanów objętości pęcherza
- Proste wskazywanie zamrażanie obrazów
- Łatwa kontrola przez ekran dotykowy
- Ekranowa wirtualna klawiatura do wprowadzania danych
- Port wyjściowy USB
- Pojemna baza danych do przechowywania obrazów
- Liczne opcje montażowe dla łatwego transportu



Akcesoria

Opis

Kompletny MultiscanPVR z sondą brzuszną 3,5-5,0 MHz (dostarczany z podstawką i torbą naramienną)
 Wymienna sonda brzuszną 3,5-5,0 MHz
 Przenośny stojak na kółkach
 Żel ultrasonograficzny
 Drukarka stołowa z połączeniem Bluetooth
 Adaptor mocujący

Nr części

M-0020
 M-0003
 PS-0010
 U-0208
 PS-00070
 C-01076



FDA 510(k) Approved K053325

CE 0843

Dystrybutor:

optimed PRO-OFFICE
 31-144 KRAKOW, ul. Śliczna 36
 tel.: +48 12 417 30 70
 e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
www.optimedpro-office.eu

 mediwatch Plc

Mediwatch Plc - Lumonics House - Valey Drive, Swift Valley - Rugby CV21 1TQ - UK
 Tel: +44(0)1788 54788 - Fax: +44(0)1788 536434
 E-mail: info@mediwatch.com - Web: www.mediwatch.com

Mediwatch USA (North & South America) - 1501 Northpoint Parkway - Suite 103 - West Palm Beach - FL 33407 - USA
 Tel: 1-561-471-2611 - Fax: 1-866-871-8262 - 888-471-2611 Toll Free USA only
 E-mail: sales@mediwatchusa.com - Web: www.mediwatch.com