

Cardio M


Kompaktowe i w doskonałej cenie wielokanałowe EKG

- Dołączone oprogramowanie z interpretacją
- Wyniki w formacie DIN A4
- Oprogramowanie na PC
- Produkcja MedicalEconet Niemcy
- Zasilane z akumulatora (opcja)

Specifications

Model		Cardio M
EKG odprowadzenia		Standardowo 12 odprowadzeń
Wyświetlacz		2x16 Characteristics
Kanały zapisu		1, 3, 6 i 12 kanałów
Czułość		5, 10, 20, auto (I~aVF:10, V1~V6:5) mm/mV
Szybkość drukowania		12.5, 25, 50 mm/s
Filtry	AC	50/60 -- 20 dB lub lepiej
	Muscle	25~35Hz --3 dB
	Base line drift	0.1 Hz -- 3 dB lub niżej
	Low pass filter	off, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz
System zapisu		zadruk termiczny
Zapis	Efektywna szer. zadruku	204 mm
	Rozdzielczość	
	Pionowa	8 pkt/ mm
	Pozioma	16 pkt/mm
Typ papieru		Papier termiczny rolka
Komunikacja		złącze z PC przez port RS-232 i LAN
Sterowanie urządzeniem		Klawiatura
Rodzaje przycisków		Alfanumeryczna i symbole
Dane pacjenta		ID, nazw., wiek, płeć, wzrost, waga
Podstawowe pomiary		Heart rate, PR, QRS, QT/ QTc, P-R-T axes
Ochrona defibrylacyjna		Udostępniona
Sygnał kontroli jakości		Detektor podłączenia przewodów
Frequency response		0.05 ~150 Hz within -3 db
Electrical	Input circuit	Floating input, Isolated and defibrillation protected
	Impedancja wejściowa	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
	Input range	$\geq \pm 5 \text{ mV}$
	Common Mode Rejection	$\geq \pm 100 \text{ dB}$
	DC offset voltage	$\geq \pm 300 \text{ mV}$
	Time constant	3.2 sek (- 0 ~ +20 %)
	Izolacja pacjenta	$< 10 \mu \text{ A}$
Zasilanie		AC lub wbudowany akumul. (opcja)
Zasilanie wymagane		100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 1.0 - 0.5 A
Zużycie mocy		60 W max
Bezpieczeństwo		Klasa I, Typ BF
Wymiary		296(W)x305,5(H)x92,5(D) mm
Waga		ok. 2.9 kg
Warunki otoczenia	wilgotność pracy	30 ~85 % R.H
	temperatura pracy	10 ° ~ 40.(50 ° ~104.)
	cisnienie atmosf.	70 ~106 KPa

Standard Accessories



Optional Accessories



medical **ECONET**

? SWW 9W S k

dystybutor:

P.I.H. VARIA Sp. z o.o.

ul. Witkowa 3, 62-020 Rokietnica k/Poznań

tel: 061 81 45 203 fax: 061 81 45 204

mail: marketing@varia-poznan.pl

www.varia-poznan.pl