

PLOMBY DO KONTENERÓW

SEALLabel®

Unikalna plomba dla kontenerów do sterylizacji



Uniwersalna plomba z uchwytem na etykietę.

Uchwyt na etykietę zgina się i zatrzaskuje na plombie, następnie umieszcza się go na przedniej stronie dowolnego kontenera.



Owalne okienko pozwala na sprawdzenie, czy SEALLabel® jest prawidłowo zamknięty.

Etykieta do elektronicznej identyfikacji, naklejana jest na uchwycie SEALLabel®



Nr ref. produktów:

605MI mono SEALze wskaźnikiem tuszowym



605M mono SEALbez wskaźnika tuszowego



605L SEALLabel® mono SEALz wskaźnikiem tuszowym



SEALLabel

Kolory	symbole
niebieski	B
czerwony	R
zielony	G
żółty	Y
purpurowy	P
biały	W

semigat sa®

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl