

## Wszechstronno zastosowa

System kamer medycznych XION daje mo liwo indywidualnego wyboru spo ród wielu rodzajów głowic, adapterów oraz sterowników - zintegrowanych

lub nie - ze ródłami wiatła. Pozwala to u ytkownikowi na tak konfiguracj , która zapewni efektywne wykorzystanie sprz tu w szpitalu lub prywatnej praktyce.

### Głowice Kamer



Głowica uniwersalna z poł czeniem c - mount.



Głowica c-mount z dwoma zintegrowanymi programowalnymi przyciskami.



Lekka, kompaktowa głowica ze zintegrowanym video adapterem. Wysokiej klasy 22 mm system HEMIPLANARlens zapewnia wyj tkow jako obrazu .



Lekka, kompaktowa głowica ze zintegrowanym video adapterem i dwoma programowalnymi przyciskami. W zale no ci od indywidualnych potrzeb, mo na zaprogramowa te funkcje, których u ywa si najcz ciej.



Głowica z bezpo rednim ł cznikiem przeznaczona dla optyk z odkr canym okulem.

- Mo liwo wyboru spełniaj cego oczekiwania
- Funkcja "mode" dostraja elektronik kamery do wielko ci obrazu przekazywanego przez optyki o małej rednicy.
- Wysokiej jako ci podzespół kontroluj cy intensywno wi zki wietnej emitowanej ze ródła wiatła zimnego zmniejsza ryzyko oparze pacjenta.

- Wszystkie kamery dost pne w PAL lub NTSC
- Kompaktowa konstrukcja sterowników kamer oszcz dza miejsce i przestrze sali operacyjnej
- Wszystkie głowice kamer s w pełni zanurzalne w rodkach dezynfekcyjnych
- Mo liwa jest sterylizacja tlenkiem etylenu (ETO)
- Ergonomicznie umieszczone przyciski kontrolne na głowicach kamer



## Sterowniki Kamer

### CH 01-D

Kompaktowa i lekka cyfrowa kamera medyczna wyposażona w następujące funkcje: "mode" - rodzaj oświetlenia, automatyczny balans bieli, sterowanie drukarką lub urządzeniem z zapisem cyfrowym.

### ECH 01-D

Ekonomiczna cyfrowa kamera medyczna wyposażona w następujące funkcje oraz dodatkowo automatyczny kontroler zewnętrznej temperatury światła.

### DCH 01-D

W pełni cyfrowa kamera medyczna wyposażona w złącze IEEE / fire wire pozwalające na łatwy zapis i przechowywanie cyfrowych zdjęć lub sekwencji video.

### LCH 01-D

Cyfrowa kamera medyczna zintegrowana ze 150 W halogenowym źródłem światła zimnego. System wzbogacony jest o zapas akumulatorów uruchamianych w sytuacji awarii podstawowego zasilania.

### LCH 01-DX

W pełni cyfrowa kamera medyczna wyposażona w złącze IEEE / fire wire zintegrowana z wydajnym 50 W krótkoświetlowym źródłem światła zimnego.



## Właściwości



	CH 01-D	ECH-01 D	DCH 01-D	LCH 01-D	LCH 01-DX
Mode	X	X	X	X	X
Balans bieli	X	X	X	X	X
Frame	X		X	X	
Kontrast / jasno			X		
IEEE / fire wire (DV,MPEG)			X		X
Kontrola drukarki	X	X	X	X	X
Kontrola przystosowy		X	X		
Zintegrowane światło				X	
Zintegrowane światło s.a.					X
Wymiary (w x h x d)	158 x 90 x 360	312 x 90 x 360	312 x 90 x 36	312 x 90 x 360	312 x 90 x 360

