

Stifneck Select Extrication Collar jest bardzo prostym w obsłudze, regulowanym, jednoczęściowym kołnierzem ortopedycznym umożliwiającym skuteczne zabezpieczenie pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego. Wszystko co należy zrobić, aby go poprawnie użyć to zmierzyć długość szyi pacjenta (instrukcja wytłoczona na tylnej części kołnierza), ustawić rozmiar, zablokować i założyć.



Właściwości kołnierzy Stifneck Select:

- możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego
- proste i wygodne ustawianie jednego z 4 rozmiarów pozwala na skuteczne użycie kołnierza u wszystkich osób dorosłych
- specjalnie zaprojektowane zatrzaski pewnie utrzymują wybrany rozmiar
- prowadnice regulacji rozmiaru zapewniają symetryczność kołnierza
- instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczona na części potylicznej) ułatwia dobre jego dopasowanie zanim zostanie zapięty ograniczając niepotrzebne poruszanie głową poszkodowanego
- duże otwory zarówno w części potylicznej jak i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (np. w celu sprawdzenia tętna czy wykonania konikotomii)
- pianka hipoalergiczna
- żadnych przylepców ani kleju - ulepszona konstrukcja by lepiej sprostać trudnym warunkom zewnętrznym

Dziecięcy kołnierz ortopedyczny **Stifneck Pedi-Select Extrication Collar** z regulacją wielkości w zakresie 3 rozmiarów został zaprojektowany by sprostać odmiennym warunkom anatomicznym małych pacjentów. Posiada wszystkie zalety kołnierza Stifneck Select dla osób dorosłych oraz dodatkowe specjalne mocowania do zabezpieczenia przewodów tlenowych po obu stronach kołnierza.



Duży otwór w części potylicznej zapewnia dobry dostęp a czytelna wytłoczona na kołnierzu instrukcja ułatwia jego użycie.



Zabezpieczenia (zatrzaski) wybranego rozmiaru są czytelnie oznakowane i łatwe do odnalezienia.

Dostępne warianty kołnierzy Stifneck Select:

- 98 00 10 Stifneck Select Collar - kołnierz ortopedyczny regulowany
- 98 00 12 Stifneck Select Collar, Green - kołnierz ortopedyczny regulowany zielony
- 98 00 20 Stifneck Pedi-Select Collar - dziecięcy kołnierz ortopedyczny regulowany



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl