

# Amadea

Lampy wyposażone w źródła światła DayLight

## Amadea 54/54 C



## Amadea 2 x 54 C



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x świetlówka Day Light 54 W 1 x świetlówka Day Light 54 W
Dystrybucja światła	2 x 54W lub 1 x 54W dla wersji 54/54W
Zasilanie	230-240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odblysznik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.4,8 kg
Pobór mocy	ok. 117 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do sufitu

## Amadea 2 x 28 C



### Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	2 x świetlówka Day Light 28 W
Dystrybucja światła	2 x 28 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odblýśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.4,8 kg
Pobór mocy	ok. 63 W
Klasa ochrony	II
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do sufitu

## Amadea Compact 55 W



### Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x świetlówka Day Light 55 W
Dystrybucja światła	1 x 55 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.4,0 kg
Pobór mocy	ok. 61 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do ściany

## Amadea 2 x 39 W



#### Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	2 x świetlówka Day Light 39 W
Dystrybucja światła	2 x 39 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.5,0 kg
Pobór mocy	ok. 80 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do ściany

## Amadea 39/39 W



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x świetlówka Day Light 39 W 1 x świetlówka Day Light 39 W
Dystrybucja światła	2 x 39 W lub 1 x 39 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.5,0 kg
Pobór mocy	ok. 80 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do ściany

## Amadea B 54/54 W



Charakterystyka techniczna: lampa nadłóżkowa wypełnia parametry projektora lekarskiego

Źródło światła	2 x świetlówka Day Light 54 W 1 x świetlówka Day Light 24 W 1 x świetlówka Day Light 7W
Dystrybucja światła	1 x 54 W; 2 x 54 W; do czytania 1 x 24 W (opcja); oświetlenie nocne 1 x 7 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.6,3 kg
Pobór mocy	ok. 159 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do ściany

## Amadea B 39/39 W



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	2 x świetlówka Day Light 39 W 1 x świetlówka Day Light 24 W 1 x świetlówka Day Light 7W
Dystrybucja światła	1 x 39 W; 2 x 39 W; do czytania 1 x 24 W (opcja); oświetlenie nocne 1 x 7 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica

Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.6,3 kg
Pobór mocy	ok. 125 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do ściany

## Amadea B 2 x 39 W



### Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	2 x świetlówka Day Light 39 W 1 x świetlówka Day Light 24 W 1 x świetlówka Day Light 7W
Dystrybucja światła	1 x 39 W; 2 x 39 W; do czytania 1 x 24 W (opcja); oświetlenie nocne 1 x 7 W
Zasilanie	230- 240 V; 50/60 Hz; przetwornica
Obudowa lampy	akryl; satyna
Odbłyśnik	aluminium lakierowane proszkowo
Waga (netto)	ok.5,0 kg
Pobór mocy	ok. 80 W
Klasa ochrony	I
Zgodność z normami	EN 60598-1; EN 60598-2-25

Sposób mocowania

do ściany