

Amalia

lampa wyposażona w źródła światła LED

Amalia 9 P S4 LED



Amalia 9 P S7 LED



Dostępne również dekorowane

Amalia 9 B S8 LED



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x oprawa ze źródłem LED na giętkim ramieniu
Natężenie światła	1 000 Lux / 0,5 m
Plama świetlna	45 cm / 0,5 m
Temperatura barwowa	3000 K
Zasilanie	230 V; 50 Hz; elektroniczny transformator
Przewód zasilający	około 2 m
Obudowa lampy	barwione aluminium
Waga (netto)	ok.1,5 kg
Pobór mocy	ok. 9 W
Klasa ochrony	II
Zgodność z normami	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Sposób mocowania	do szyny, statywu z kółkami, stołu/biurka , do ściany

Inne

dostępne folie dekoracyjne na oprawę aluminiową
m.in. rattan.