

Cosy

Lampy wyposażone w źródła światła LED

Cosy 12 P S3 LED



Cosy S 12 P S3 LED



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x oprawa ze źródłem LED na ramieniu giętkim
Zasilanie	100- 240 V; 50/60 Hz;elektroniczny konwerter
Przewód zasilający	około 2 m
Waga (netto)	ok.1,0 kg
Pobór mocy	ok. 15 W
Klasa ochrony	II
Zgodność z normami	EN 60601-1

Sposób mocowania

do szyny, statywu z kółkami, stołu/biurka , do ściany

Lampy serii **Cosy** wyposażone w halogenowe źródła światła

Cosy 20 W S0



Cosy 20 P S3



Cosy S 20 P S3



Charakterystyka techniczna:

Źródło światła	1 x oprawa z żarówką halogenową na ramieniu giętkim
Zasilanie	100- 240 V; 50/60 Hz; elektroniczny konwerter
Przewód zasilający	około 2 m
Waga (netto)	ok.1,0 kg
Pobór mocy	ok. 25 W
Klasa ochrony	II
Zgodność z normami	EN 60601-1
Sposób mocowania	do szyny, statywu z kółkami, stołu/biurka , do ściany