

Zamrażarki laboratoryjne szafowe SMEG serii CBL



Informacje podstawowe:

Nazwa: Zamrażarka laboratoryjna SMEG CBL

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria zamrażarek laboratoryjnych szafowych - 7 różnych wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 75l do 290l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej, oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	-16 -26°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	NIE
Pojemność (l)	75 - 290
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	NIE
Liczba warstw szkła szyby	-
Szerokość zewnętrzna (mm)	550-600
Wysokość zewnętrzna (mm)	630-1840
Głębokość zewnętrzna (mm)	620 – 630