

AED Little Anne Training System to kompletny system do nauki defibrylacji półautomatycznej.

AED Little Anne Training System posiada następujące właściwości:

- brak zaznaczonych miejsc przyklejenia elektrod defibrylacyjnych zmusza ćwiczącego do zlokalizowania ich na podstawie anatomicznych znaczników budowy klatki piersiowej,
- wmontowane pod skórą manekina czerwone diody potwierdzają prawidłowość umiejscowienia elektrod – jedyny w swoim rodzaju system Laerdal LINK Technology umożliwia aparatowi AED Trainer2 ustalenie czy elektrody zostały poprawnie przyklejone,
- defibrylator treningowy identyfikując nieprawidłowe przyklejenie elektrod informuje o tym i wstrzymuje defibrylację do momentu prawidłowego ich umieszczenia,
- AED Trainer 2 wydaje użytkownikowi takie same polecenia jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim),
- System umożliwi korzystanie z 10 gotowych scenariuszy zdarzeń oraz 3 budowanych za pośrednictwem komputera PC,
- pilot zdalnego sterowania pozwala na ingerowanie w aktualnie realizowany scenariusz oraz sterowanie funkcjami defibrylatora
- Manekin AED Little Anne służy ponadto do treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (posiada wszystkie funkcje manekina Little Anne).

Manekin AED Little Anne został zaprojektowany specjalnie z myślą o współpracy z defibrylatorem treningowym **Laerdal AED Trainer 2**



Dostępne warianty manekina:

02 00 60 AED Little Anne Training System

Zestaw zawiera:

- Laerdal AED Trainer 2 – defibrylator treningowy
- pilot zdalnego sterowania
- Manekin AED Little Anne
- elektrody treningowe Laerdal LINK Training Pads
- torbę transportową / matę treningową
- zapinaną bluzę
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

02 00 50 AED Little Anne – manekin

Zestaw zawiera:

- Manekin AED Little Anne
- torbę transportową / matę treningową
- zapinaną bluzę
- 1 część twarzową
- 1 wymienne drogi oddechowe
- instrukcję obsługi

Materiały zużywalne:

31 02 10 Face Skin - część twarzowa (op. 6 szt.)
02 03 00 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.)
02 03 01 Airways - drogi oddechowe (op. 96 szt.)
94 50 90 Laerdal LINK Training Pads - elektrody treningowe

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl