

Extri Kelly to specjalnie zaprojektowany manekin do nauki unieruchamiania pacjenta.



Standardowa waga manekina (26kg) może być zwiększona, aby pokazać ćwiczącym różnice w ewakuacji osób o zróżnicowanym ciężarze.

Opcjonalnie do manekin Extri Kelly można dodać moduły urazowe:

- BTLS Victim Injury Set
- Trauma Modules Set

zwiększające realizm ćwiczeń poprzez rozbudowanie scenariuszy ćwiczeń o elementy udzielania pierwszej pomocy.

Właściwości manekina:

- wzrost 165cm,
- waga 26kg (możliwość zwiększenia wagi w okolicach miednicy i klatki piersiowej),
- kończyny poruszające się we wszystkich kierunkach,
- twarda waliza lub miękka torba dostępne opcjonalnie.

101-10001 Extri Kelly - manekin w wersji podstawowej

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl