



Ambu® AuraOnce

AuraOnce posiada specjalne wygięcie ściśle odpowiadające budowie anatomicznej gardła. Unikalny kształt rurki odlanej w całości z mankietem umożliwia prawidłowe zakładanie maski bez podrażniania górnych dróg oddechowych.

Wygięcie AuraOnce zapewnia również bardziej naturalną pozycję głowy pacjenta podczas użycia maski bez wywierania nadmiernego nacisku na górną szczękę. Ponadto konstrukcja maski zapewnia większą elastyczność rurki powietrznej, co pozwala z kolei na uwzględnienie indywidualnych różnic w anatomii oraz różnych pozycji głowy pacjenta. Przekrój rurki AuraOnce w kształcie litery D zapewnia mocny i ergonomiczny uchwyt maski podczas jej zakładania. Reasumując, konstrukcja maski pozwala na jej szybkie i precyzyjne pozycjonowanie z maksymalnie zredukowanym naciskiem na ścianę gardła.

AuraOnce dostępna jest w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów.

Właściwości

- Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
- Wzmocniony koniuszek mankieta nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- Rurka i mankieta uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankieta zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową
- Rurka o specjalnym przekroju zapewniającym mocny i ergonomiczny uchwyt podczas zakładania
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski
- Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia
- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach
- Produkt bezłateksowy
- Bezpieczeństwo w środowisku MRI (brak metalowych elementów)

PRODUKT

Rurka/mankiet	PCV
Złącze rurki	Polipropylen (PP)
Balonik kontrolny	PCV
Korpus zaworu	PCV
Złącze zaworu	Polipropylen (PP)
Rdzeń zaworu	Silikon

MATERIAŁY

OPAKOWANIE

Torebka	Tyvek®/Politereftalan etylenu (PET)/ Polietylen (PE)
Pudelko	Tektura

MATERIAŁY

SPECYFIKACJA

	Niemowlęta		Dzieci		Dorośli			
	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Rozmiar maski								
Kolor kodujący rozmiar	●	●	●	●	●	●	●	●
Waga pacjenta	<5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Maksymalna objętość wypełnienia mankietu	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu				60 cm H ₂ O				
Złącze			15 mm męskie (ISO 5356-1)					
Min. Ø wew. rurki	5,2 mm	7,3 mm	8,6 mm	8,5 mm	8,5 mm	9,6 mm	10,6 mm	11,3 mm
Maks. Ø zewn. rurki	10,5 mm	13 mm	15 mm	17,5 mm	17,5 mm	20 mm	22,5 mm	25 mm
Zawór do napełniania			Luer cone ISO 594-1					
Ciężar	9,2 g	13,4 g	19,3 g	27,8 g	30,8 g	43,7 g	59,9 g	75,1 g
Wewnętrzna objętość drogi wentylacji	5,5 ml	8 ml	11 ml	15 ml	16 ml	21 ml	30 ml	38 ml
Spadek ciśnienia	<1,2cmH ₂ O przy 15 l/min	<0,8 cmH ₂ O przy 15 l/min	<1,0 cmH ₂ O przy 30 l/min	<0,8 cmH ₂ O przy 30 l/min	<2,0 cmH ₂ O przy 60 l/min	<1,2 cmH ₂ O przy 60 l/min	<0,8 cmH ₂ O przy 60 l/min	<0,5 cmH ₂ O przy 60 l/min
Min. rozwarście szczęk	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm	25 mm	29 mm	31 mm	32 mm
Wewnętrzna długość	10,3 cm	12,0 cm	13,8 cm	15,9 cm	15,9 cm	17,8 cm	20,0 cm	22,0 cm
Specjalne użycie								
Maks. rozmiar ETT	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Maks rozmiar. FOB	2,7	3,0	3,5	4,0	5,0	5,0	5,5	5,5



Linia masek AuraOnce - 8 rozmiarów (od 1 do 6)



Wzmocniony koniuszek mankietu AuraOnce



AuraOnce w torebce (instrukcja użycia/kolor kodujący rozmiar)

DANE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Numer katalogowy	Rozmiar	Rodzaj
321 100 000	1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 150 000	1½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 200 000	2	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 250 000	2½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 300 000	3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 400 000	4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 500 000	5	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 600 000	6	Maska krtaniowa jednorazowego użytku

SPOSÓB PAKOWANIA

Ilość w torebce	1
Ilość w pudełku	10