


ELEKTRO-MECHANICZNY STÓŁ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT



Cena od 12 000,00 €



ruch stołu w płaszczyźnie poziomej 35°
(opcja)



system do przemieszczania stołu
(opcja)



dodatkowy podgłówek powietrzny
(opcja)

Stół okulistyczny LS to nowy standard w zakresie operacji laserowych oka. Został zaprojektowany we współpracy z chirurgami i specjalistami systemów laserowych. Stół posiada wiele bardzo funkcjonalnych rozwiązań, stwarza profesjonalne stanowisko pracy dla lekarza i komfortowe warunki dla pacjenta.

Dane techniczne:

Całkowita długość leża	2 040 mm
Całkowita szerokość leża z tapicerką	690 mm
Regulacja wysokości stołu	490 ÷ 580 mm (opcjonalnie 490 ÷ 630 mm), z prędkością 0,2 ÷ 8 mm/s
Przesuw poprzeczny blatu	110 mm, z prędkością 0,2 ÷ 10 mm/s
Przesuw wzdłużny blatu	290 mm, z prędkością 0,2 ÷ 10 mm/s
Regulacja wysokości podgłówek	0 ÷ 50 mm z prędkością 10 mm/s
Regulacją kąta nachylenia podgłówek	- 20°/ +5°
Max obciążenie	150 kg

Dostępne kolory tapicerki



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:
KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysovicka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

KENDROMED
www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.pl

PROSTY STÓŁ OKULISTYCZNY TYP ES ECOLINE



Wersja z regulacją wysokości, cena od 3 500,00 €
Wersja ze stałą wysokością, cena od 2 500,00 €



podstawa jedna z dodatkowymi kołami do łatwiejszego przemieszczania stołu (opcja)



panel nożny do sterowania pracą stołu (opcja)



dodatkowy podpora rąk dla operatora (opcja)

Prosty stół okulistyczny w zakresie operacji laserowych oka i nie tylko. Standardowo dostępna wersja ze stałą wysokością leża. Stół posiada wiele bardzo funkcjonalnych rozwiązań, stwarza profesjonalne stanowisko pracy dla lekarza i komfortowe warunki dla pacjenta. Opcjonalnie stół posiada możliwość elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 200 mm. Podgłówek regulowany ręcznie w zakresie od +15° do -25°.

Dane techniczne:

Całkowita długość leża	1 900 mm
Całkowita szerokość leża	620 mm
Wysokość leża	750 mm
Elektryczna regulacja wysokości leża	200 mm
Ręczna regulacją kąta nachylenia podgłówka	- 25°/ +15°
Maksymalne obciążenie	150 kg

Dostępne kolory tapicerki



Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

ELEKTRO-MECHANICZNY FOTEL OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNY TYP 5104/ 3



Przeznaczenie

Fotel 5104/ 3 przeznaczony jest do zabiegów okulistycznych, laryngologicznych, chirurgii plastycznej i implantologii.



Charakterystyka

Fotel na stabilnej, metalowej podstawie lakierowanej proszkowo. Elektryczna, bezstopniowa regulacja wysokości fotela realizowana za pomocą przełącznika nożnego. Obrót fotela o 360° wokół osi z blokadą. Tapicerowany podglówek posiada ręczną regulację wysokości i kąta nachylenia. Podglówek do wyboru:

- dwupunktowy,
- laryngologiczny,
- w formie muszli.

Płynna regulacja oparcia pleców uzyskiwana dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą. Fotel posiada także odchylane, tapicerowane podłokietniki.

Parametry techniczne

Siedzisko	430 x 450 mm
Wysokość oparcia	580 mm
Podstawa	700 x 500 mm
Regulacja wysokości	510 ÷ 710 mm
Regulacja oparcia pleców	0 ÷ 95°
Regulacja wysokości podglówka	200mm

Cena od 5 800,00 €



płynna regulacja oparcia pleców, odchylane podłokietniki




podglówek z płynnie regulowanym kątem odchylenia



podnóżek z możliwością płynnej regulacji wysokości

Dostępne kolory tapicerki



biały

kremowy

turkusowy

pomarańcz

melon

wrzosowy

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:

KENDROMED Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00

e-mail: kendromed@kendromed.pl

Biurowo Warszawa:

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25

e-mail: warszawa@kendromed.pl

HYDRAULICZNY FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY TYP 2863



Przeznaczenie

Fotel 2863 przeznaczony jest do zabiegów okulistycznych i laryngologicznych.



Charakterystyka

Fotel z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą pedału nożnego na kolumnie podstawy. Obrót fotela o 360° wokół osi z możliwością blokady położenia.

Ręczna regulacja w szerokim zakresie zarówno oparcia pleców oraz podnóżka.

Podglówek anatomiczny, tapicerowany z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia w stosunku do oparcia pleców.

Odchylane podpórki rąk.
Podnóżek tapicerowany z oparciem na stopy.
Stabilna, chromowana podstawa.

Parametry techniczne:

Szerokość siedziska	507 mm
Wysokość oparcia	523 mm
Regulacja wysokości	580 ÷ 780 mm
Podstawa	średnica 600 mm

Cena od 2 600,00 €



obrót fotela o 360° stopni
z możliwością blokady położenia



płynnie regulowana
wysokość fotela



płynna regulacja oparcia pleców,
oraz podnóżka

Dostępne kolory tapicerki



zielony

żółty

niebieski

wrzosowy

popielaty

czarny

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:
KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

KENDROMED
www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.pl

ELEKTRYCZNY FOTEL DO DIALIZ TYP 3181



Przeznaczenie

Fotel zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie podczas zabiegów zarówno dla pacjenta jak również dla personelu medycznego. Stworzony z materiałów najwyższej jakości, stelaż solidny metalowy lakierowany proszkowo, śruby ze stali nierdzewnej

Charakterystyka



- Elektryczna regulacja wysokości,
- Elektryczna regulacja oparcia pleców,
- Elektryczna regulacja sekcji podudzia,
- Ręczna regulacja podnóżka,
- Pilot przewodowy,
- 4 kółka o średnicy 125 mm z hamulcem,
- Tapicerka o grubości 80 mm dostępna w różnej kolorystyce,
- Maksymalne obciążenie 170 kg.

Parametry techniczne:

Całkowita szerokość	927 mm
Całkowita długość	2 067 mm
Szerokość siedziska	575 mm
Wysokość oparcia	810 mm
Pozycja Trendelenburga	13
Pozycja Anty-Trendelenburga	3
Podstawa	916 x 600 mm

Cena od 4 800,00 €



płynna regulacja oparcia pleców,
odchylane podłokietniki



płynnie regulowana wysokość
fotela oraz regulowany podnóżek



pozycja anty trendelenburga
i trendelenburga

Dostępne kolory tapicerki



zielony

żółty

niebieski

wrzosowy

popielaty

czarny

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:

KENDROMED Sp. z o.o.

ul. Sołtysovicka 25a, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00

e-mail: kendromed@kendromed.pl



KENDROMED

www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25

e-mail: warszawa@kendromed.pl

FOTEL ZABIEGOWY TYP 70132



Przeznaczenie

Uniwersalny fotel zabiegowy przeznaczony do dializ, zabiegów laryngologicznych, okulistycznych i innych typów zabiegów

Charakterystyka



Podstawowa wersja posiada stałą wysokość siedziska. Oparcie pleców i podnóżek są regulowane ręcznie. Dodatkowo fotel wyposażono w wielopozycyjne podpórki rąk pacjenta.

Fotel dostępny jest także w wersji wzbogaconej o napęd elektryczny. Służy on do regulacji wysokości fotela w zakresie od 505 do 785 mm.

Parametry techniczne:

Całkowita szerokość	673 mm
Całkowita długość	1 608 mm
Szerokość siedziska	499 mm
Wysokość oparcia	810 mm
Podstawa	925 x 649 mm
Regulowana wysokość (opcja)	505 ÷ 785 mm

*Wersja z elektryczną regulacją wysokości:
Cena od 2 800,00 €*

*Wersja z stałą wysokością:
Cena od 1 800,00 €*



płynnie regulowana wysokość fotela



płynna regulacja oparcia pleców oraz podnóżka



niezależnie regulowane sekcje fotela

Dostępne kolory tapicerki



zielony

żółty

niebieski

wrzosowy

popielaty

czarny

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.

Siedziba Spółki:
KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 25a, 51-168 Wrocław
tel. +48 71 326 10 35, +48 71 326 14 79, fax +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl

KENDROMED
www.kendromed.pl

Biurowo Warszawa:
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 22 663 43 18, fax +48 22 663 43 25
e-mail: warszawa@kendromed.pl