


PROPOZYCJE KOLUMN KENDROPORT DLA OIT

Kolumna z rozdziałem stron monitoringu i infuzji

K60S-ALFA60/80

Proponowane wyposażenie podstawowe

K60S-ALFA60/80	K100S-ALFA60/60
pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
	półka 450 x 500mm 3 szt.
	szuflada 1 szt.
2 kpl.	wieszak przegubowy pomp i kroplówek
1 szt.	pojemnik na rękawiczki
1 szt.	kosz na cewniki
2 szt.	pozioma szyna sprzętowa 600mm
8 szt.	gniazda elektryczne 230V 16 szt.
8 szt.	gniazda wyrównania potencjału 8 szt.
2 szt.	przygotowanie podinstalację teletechniczną 2 szt.
gniazda gazowe:	
	O2 tlen 2 szt.
	AIR sprężone powietrze 0,5 2 szt.
	VAC próżnia 2 szt.
	sygnalizator stanu gazów 1 szt.



K60S-ALFA60/80 **K100S-ALFA60/60**

KENDROLUX H300

**K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA60/60
+lampa zabiegowa KENDROLUX H300**

*Cena w EURO
od 15 800,00 €*

Kolumna ze wspólną stroną monitoringu i infuzji

Proponowane wyposażenie podstawowe

K60S-ALFA60/80

pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
	półka 450 x 500mm 3 szt.
	szuflada / zamek w opcji 1 szt.
2 kpl.	wieszak przegubowy pomp i kroplówek
1 szt.	pojemnik na rękawiczki
1 szt.	kosz na cewniki
2 szt.	pozioma szyna sprzętowa 600mm
16 szt.	gniazda elektryczne 230V
8 szt.	gniazda wyrównania potencjału
2 szt.	przygotowanie pod instalację teletechniczną
gniazda gazowe:	
	O2 tlen 2 szt.
	AIR sprężone powietrze 0,5 2 szt.
	VAC próżnia 2 szt.
	sygnalizator stanu gazów 1 szt.



K100S-ALFA60/80

*Cena w EURO
od 7 300,00 €*